


**AADO**

m é d i c a l

**Promotions**  
jusqu'au 30 Avril 2024

**Matériel de**  
**kinésithérapie**


## Table: Manumed ST 2 parties dos



- 2 plans avec grand dossier de 86 cm
- Réglage de la hauteur par cadre de commande périphérique
- Roulettes
- Largeur : 67 cm
- Longueur : 209 cm
- Hauteur réglable : ~ 45 cm - 101 cm
- Temps de montée : ~ 25 sec
- Ouverture visage Triangle + obturateur Noir
- Poids de levage : 150 kg dynamique ( 450 Kg Statique )

**1 995 €** au lieu de 2 342 €

## Table: ManuXelect 2 parties dos



- 2 plans avec grand dossier de 86 cm
- Réglage de la hauteur par cadre de commande périphérique
- Roulettes
- Largeur : 67 cm / Longueur : 207 cm
- Châssis en X
- Hauteur réglable : ~48,5 cm - 105,5 cm / Temps de montée : ~ 35 sec
- Coussins 4 cm (38Kg/m3)
- Ouverture visage Triangle + obturateur Noir
- Poids de levage : 150 kg dynamique ( 450 Kg Statique )

**1 995 €** au lieu de 2 392 €


Un autre modele ?, une question ?, une démo ?, Contactez nous.

adomedical@gmail.com

0321 677 277 06 72 00 95 06

## Table: Manumed Optimal 2 parties dos



- 2 plans avec long dossier
- Réglage de la hauteur par cadre de commande périphérique
- Roulettes centralisées
- Largeur : 67 cm
- Longueur : 200 cm
- Hauteur réglable : ~ 45 cm à 95 cm
- Temps de montée Ultra Rapide : 27mm/seconde
- Densité de mousse : Normal, 4 cm pour 38 kg/m<sup>3</sup>
- Temps de montée : ~ 18 sec
- Ouverture visage longue
- Poids de levage : 200 kg dynamique, 600 Kg Statique.
- Châssis de couleur : gris
- 16 Couleurs disponibles






**2 730 €** au lieu de 3 162 €

## Table : Manumed Optimal 5 parties tête + Cyphose

- 3 plans avec têtère courte + appuie-bras
- Réglage de la hauteur par cadre de commande périphérique
- Roulettes centralisées
- Cyphose électrique
- Largeur : 67 cm
- Longueur : 204 cm
- Hauteur réglable : ~ 47 cm à 100 cm
- Densité de mousse : Normal, 4 cm pour 38 kg/m<sup>3</sup>
- Temps de montée : ~ 18 sec
- Ouverture visage longue ou triangulaire
- Poids de levage : 200 kg dynamique, 600 Kg Statique.
- Châssis de couleur : gris
- 16 Couleurs disponibles



**3 730 €** au lieu de 4 290 €



Un autre modèle ?, une question ?, une démo ?, Contactez nous.

adomedical@gmail.com

0321 677 277 06 72 00 95 06

## La thérapie inductive à haute énergie

HEIT: High Energie Inductive Therapy

Aussi appelée Tesla thérapie

« La vie est un événement électromagnétique »


La recherche sur l'utilisation des champs électroniques pour le traitement de la douleur se concentre sur les multiples mécanismes de production de la douleur. Ces champs électromagnétiques augmentent le seuil de sensibilité à la douleur et activent le système d'anticoagulation. En outre, les champs électromagnétiques puissants stimulent la production de peptides opioïdes, activent les mastocytes et augmentent la capacité électrique des fibres musculaires.

Il est courant d'observer que les bienfaits durent bien plus longtemps que le temps d'utilisation. Des effets analgésiques sont encore observés au bout de 7 jours, et même jusqu'à 14 jours après le dernier traitement.

Le COMPACT-II génère un champ magnétique de 3 Tesla, c'est-à-dire environ 600 fois plus puissant qu'une barre magnétique normale. Ce champ magnétique puissant stimule les cellules nerveuses, les muscles et les vaisseaux sanguins. Par conséquent, cette application d'énergie entraîne un changement physiologique et/ou une stimulation qui permet d'obtenir des effets thérapeutiques. Le COMPACT-II disposant à la fois d'un applicateur statique et mobile et offrant la possibilité d'utiliser l'une des recommandations préprogrammées, ou de créer et de mémoriser son propre programme, l'utilisateur final est assuré d'obtenir des résultats optimaux.

La tension induite dans le tissu agit sur les membranes cellulaires dont la membrane lipidique est un diélectrique isolant et qui forment un condensateur avec les espaces fluides hautement conducteurs adjacents à la membrane. Les protéines qui traversent toute la membrane cellulaire (protéines tunnel) sont stockées dans cette bicouche phospholipidique, mais parfois seulement à l'extérieur ou à l'intérieur. Les glycolipides et le cholestérol sont d'autres composants de la membrane cellulaire.

Les protéines membranaires ont différentes tâches. Les canaux ioniques présentent le plus grand intérêt pour la thérapie inductive à haute énergie. Alors que les petites molécules telles que O<sub>2</sub>, CO<sub>2</sub> et H<sub>2</sub>O peuvent diffuser à travers la membrane cellulaire le long d'un gradient de concentration et que les substances lipophiles peuvent également traverser la membrane cellulaire de manière purement passive, la membrane cellulaire est pratiquement imperméable pour la plupart des ions



Des questions ?, Une présentation, Une démo ?, Envie de tester la machine,  
Contactez nous.

adomedical@gmail.com

0321 677 277 06 72 00 95 06

# HEIT : Compact II



PARTNER FOR LIFE



**18 990€**

AU LIEU DE 21 140€

## Principe

Le transducteur qui est utilisé pour la stimulation magnétique produit des champs électriques en faisant circuler un courant pulsé à partir d'un condensateur selon le principe de la loi de Faraday. Chaque fois que le banc de condensateurs est déchargé sous l'action du système de commande, une impulsion de courant circule à travers la bobine de stimulation. La stimulation magnétique crée des champs électriques magnétiques intenses et changeant rapidement, qui sont capables de pénétrer dans les tissus mous et dans les os pour atteindre les structures nerveuses profondes. Ces champs électromagnétiques sont utilisés pour le traitement.

Cet appareil génère directement (induit) un courant électrique dans les muscles, les tissus nerveux, etc. qui sont exposés à un champ magnétique à haut niveau d'induction, et les stimule électriquement pour soulager la douleur et mettre fin à une dysurie telle qu'une incontinence urinaire.

## Les recommandations de traitement suivantes sont programmées :

- Entorse (chronique)
- Inflammation (chronique)
- Douleur (chronique et aiguë)
- Douleur cervicale (chronique)
- Douleur lombaire (chronique)
- Douleur à l'épaule (chronique)
- Douleur au coude (chronique)
- Douleur au genou ou arthrite (chronique et aiguë)
- Douleur à la cheville (chronique et aiguë)



Des questions ?, Une présentation, Une démo ?, Envie de tester la machine,  
Contactez nous.

[adomedical@gmail.com](mailto:adomedical@gmail.com)

0321 677 277 06 72 00 95 06

## Ondes de choc : INTELECT® RPW



La nouvelle Intelect® RPW 2 combine l'ergonomie, le design, et la facilité de navigation pour des traitements efficaces et mieux acceptés par le patient.

L'Intelect® RPW2 permet le traitement des indications par ondes de pression radiales. Ces ondes se propagent dans le tissu de manière radiale, générant un effet thérapeutique.

L'applicateur V-ACTOR® HAUTE FREQUENCE permet le massage vibratoire.

### Indications :

- Tendinopathies
- Enthesopathies
- Points trigger et douleurs myofasciales
- Gestion de la douleur et de l'inflammation
- Fasciites plantaires
- Activation musculaire et massages vibratoires

12 990 € au lieu de 14 690€

## Ondes de choc : PORTABLE MOBILE® 2 RPW

La technologie Ondes de chocs radiales Chattanooga portable.

Le dispositif Chattanooga Mobile 2 RPW est le choix idéal lorsque vous avez besoin d'un appareil à onde de pression radiale puissant et portable dans la clinique ou sur le terrain de sport.

Une conception légère et compacte ainsi qu'un compresseur intégré silencieux le rendent parfait pour une utilisation quotidienne.

Une expérience conviviale est au cœur de la conception du Mobile 2 RPW.


Les commandes simples et ergonomiques permettent de modifier facilement tous les paramètres clés, tandis qu'une interface épurée facilite le réglage de la fréquence et du nombre d'impulsions.

Les impulsions peuvent être déclenchées via un interrupteur situé sur la pièce à main.

### Indications :

- Douleurs myofasciales
- Activation musculaire
- Tendinopathies
- Points trigger

9 990 € au lieu de 11 990€



Un autre modèle ?, une question ?, une démo ?, Contactez nous.

adomedical@gmail.com

0321 677 277 06 72 00 95 06

## Ondes de choc : Endopuls 811

Compact, l'Endopuls 811 ne requiert pas de compresseur grâce à son système électromagnétique. Le système électromagnétique est petit, léger et mobile et ne nécessite que peu d'entretien. Le projectile situé dans la poignée ergonomique est activé par électromagnétisme. Mobile, l'Endopuls 811 est livré dans une mallette en aluminium comportant tous les accessoires nécessaires : différentes têtes de traitement, commande au pied par interrupteur... Facile à transporter, il permet d'avoir tout à portée de main pour un traitement complet. Poignée de forme ergonomique en aluminium de haute qualité. En travaillant avec son propre poids, le thérapeute peut exercer moins de pression, ce qui augmente l'amortissement intrinsèque et vibratoire, protégeant ainsi le thérapeute et permettant une transmission énergétique parfaitement dosable en direction du patient. Commande extrêmement facile via l'écran tactile clairement lisible. L'énergie est paramétrée et affichée en mégajoules (mJ). Cette mesure informe le thérapeute sur la quantité précise d'énergie qui est transmise dans les tissus.



### Caractéristiques :

- Appareil à ondes de choc petit, léger et mobile (2,7 kg)
- Système électromagnétique, sans compresseur
- Livré avec valise de transport en aluminium
- Ecran tactile
- Fréquence réglable de 1 à 22 Hz
- Mode continu ou pulsé
- Protocoles cliniques randomisés – planches anatomiques
- 120 programmes personnels
- 3 applicateurs : 6 – 15 – 25 mm

**8 475 €** au lieu de 9 975 €

+ Une seconde pièce à main avec applicateur 15 mm  
**OFFERTE (Valeur 1113€)**



Un autre modèle ?, une question ?, une démo ?, Contactez nous.

adomedical@gmail.com

0321 677 277 06 72 00 95 06

## Cryo-Compressive: z-One



Le dispositif thérapeutique ZAMAR CARE est non invasif, non agressif, destiné à être en contact uniquement avec la peau du patient. Il permet une distribution sélective, constante et uniforme du froid ou du chaud sur les zones à traiter et permet d'optimiser la thérapie particulièrement là où vous en avez besoin.

### PAS DE GLACE / PAS D'EAU

Technologie de refroidissement thérapeutique sans glace ni eau à l'intérieur.

### SYSTÈME FERMÉ ET PROPRE

Le SYSTÈME ZAMAR DRIPLESS préchargé avec du glycol n'a pas besoin de remplir ou de vidanger le liquide.

### REFROIDISSEMENT INNOVANT

Technologie avancée basée sur des paramètres de température en temps réel.

### RESTEZ CONCENTRÉ SUR LA TEMPÉRATURE

Réglez la température exacte que vous souhaitez atteindre.

### COMPRESSION INTERMITTENTE

Améliore les bienfaits de la thérapie par le froid et de la guérison avec 3 niveaux de compression AIR.

### INSPIRÉ PAR VOTRE FORME

Gamme complète d'enveloppements anatomiques conçus sur votre corps.

### RÉCUPÉRATION PLUG 'N' PLAY

Pas de temps d'installation et de préparation nécessaire.

### UTILISATION CONVIVIALE

Tous les paramètres de traitement gérables sur un seul écran.

### TOUJOURS EN MOUVEMENT

Léger et pratique peut facilement être avec vous à tout moment, n'importe où.

### RÉPÉTEZ VOTRE PRÉFÉRÉ

Possibilité de stocker vos traitements personnels pour un usage fréquent.

### SUPPLÉMENTS

LCD 5", ÉCRAN TACTILE COULEUR TFT

LOGICIEL SIMPLE, ICÔNES DE MENU INTUITIVES

POSSIBILITÉ DE GÉRER DIFFÉRENTS NIVEAUX ET DURÉES DE COMPRESSION D'AIR

2 PROGRAMMES MÉMORISABLES PERSONNALISABLES PAR L'UTILISATEUR

GESTION DES CYCLES TOTALEMENT AUTOMATISÉE

CONNEXION RAPIDE DES ENVELOPPES ET DES TUYAUX AVEC LE SYSTÈME DRIPLESS

ENVELOPPES ANATOMIQUES PRE-CHARGÉES AU GLYCOL

GLYCOL REFROIDISSANT NON TOXIQUE

### CARACTÉRISTIQUES

MODÈLE : Z-ONE MG455B

APPLICATION : Froid

PLAGE DE TEMPÉRATURE : +5 °C à +15 °C (41 °F à 59 °F)

ÉCRAN : Écran tactile couleur LCD 5"

WRAPS : Glycol préchargé jusqu'à 2 enveloppements

Niveaux de compression d'air : mmHg : 40 - 60 - 80

Classe CE : II a Dispositif médical

Classe médicale pour les pièces appliquées : BF

TYPE DE GLYCOL : Non Tox Freeze (qualité alimentaire)

TEMPS DE TRAVAIL : jusqu'à 10 h.

TEMPÉRATURE AMBIANTE DE FONCTIONNEMENT : +10 °C à +30 °C ( 50 °F à 95 °F)

SOINS CONSERVABLES : 1 + 2

DIMENSIONS: cm. 29 x 26 x h30 (pouces 11 x 10 x h12)

POIDS : 9 kg. (20 livres)

# Z-ONE



## 5 990 €

+2 Enveloppes offertes  
Hors Jambe entière


Des questions ?, Une présentation, Une démo ? Envie de tester la machine,  
Contactez nous.

adomedical@gmail.com

0321 677 277 06 72 00 95 06



## Cryothérapie à air pulsé: CryoOne



PARTNER FOR LIFE

### Indications :

- L'arthrite
- La bursite
- La tendinite
- La tenosynovite
- La myosite
- La fibrosite
- La tension musculaire
- Le syndrome cervical
- Les troubles post-coup du lapin
- Le syndrome lombaire
- Les blessures musculaires ou articulaires



Buse réductrice 5 mm

Buse réductrice 10 mm

Buse réductrice 15 mm

Le CryoOne est également très efficace pour la réduction de la douleur, l'amélioration de la mobilité et la diminution de la raideur articulaire pour les maladies rhumatismales telles que :

- La polyarthrite rhumatoïde (arthrite chronique progressive)
- Les conditions post-synovectomie

Dans les troubles neurologiques, le CryoOne peut être utilisé pour la baisse des spasmes comme avec :

- La sclérose en plaques
- L'hémiplégie post-apoplectique

D'autres indications pour l'utilisation du CryoOne sont conseillées :

- Prise en charge de la thérapie par le mouvement à l'aide de la Cryothérapie (au préalable)
- En combinaison avec des compresses pour les blessures aiguës
- Pour prévenir les œdèmes et les hématomes
- Dans le domaine de la médecine du sport pour un traitement préventif précoce avant l'apparition de la douleur, immédiatement après un stress intense, par exemple des compétitions
- Pour traiter le point gâchette musculaire en combinaison avec des étirements

Sans contact et hygiénique

Débit d'air constant

Très sûr

Facile à utiliser

Abordable

Economique (sans consommable)

### CARACTÉRISTIQUES:

Hauteur : 98 cm

largeur : 54 Cm

Longueur : 64 Cm

Température négative max au démarrage : - 30°


**7 500 €** au lieu de 8 890 €

Des questions ?, Une présentation, Une démo ? Envie de tester la machine,  
Contactez nous.

adomedical@gmail.com

0321 677 277 06 72 00 95 06

## Técar thérapie: TECARPULS II



### Indications

- Traitement des douleurs aiguës et chroniques
- Inflammations du système musculosquelettique
- Amélioration de l'irrigation sanguine du tissu musculaire
- Relaxation musculaire résultant d'une baisse du tonus musculaire
- Régénération des tissus après des activités corporelles
- Points trigger

Courant électrique de radiofréquence (CE RF)

Mains libres

Électrodes capacitives

Électrodes résistives

Électrodes autocollantes

Reconnaissance automatique des électrodes

Émission en mode continu et en mode pulsé

Choix de la fréquence

Mode balayage



7 990 € au lieu de 9 590 €

Des questions ?, Une présentation, Une démo ? Envie de tester la machine,  
Contactez nous.

adomedical@gmail.com



0321 677 277 06 72 00 95 06

## Ondes Courtes: CURAPULS 670

Le Leader de la thérapie par Ondes courtes Pulsées Mains libres L'efficacité et l'accompagnement par ondes courtes pulsées des affections en traumatologie et rhumatologie n'est plus à démontrer, avec plus de 60 études scientifiques randomisées. Nous disposons désormais, grâce à la technologie aboutie du Curapuls 670, d'un appareil "mains libres" assurant une sécurité de traitement optimale.

### Indications spécifiques :

- Cicatrisation
- Escarre sacré
- Extensibilité des tissus
- Échauffement
- OEdème
- Hématome
- Inflammation
- Arthrose
- Tendinite
- Bursite
- Capsulite
- Douleur
- Myalgie
- Douleur post-opératoire
- Améliorer la circulation
- Torticolis
- Cervicalgie post traumatique
- Capsulite rétractile (Epaule gelée)
- Raideur du coude
- Épicondylite
- Lombalgie
- Maladie inflammatoire pelvienne
- Raideur des ischio-jambiers
- Gonarthrose
- Artérite des membres inférieurs
- Raideur de la cheville
- OEdème / Entorse de la cheville
- Plaies du pied (diabète)
- Aponévrosite plantaire



Average power in Watt per second

- Acute condition
- Sub-acute condition

- Sub-chronic condition
- Chronic condition



Curapuls 670 avec 1 bras et 1 circuplode Ø140 mm

**6 075 €** au lieu de 8 290 €

Des questions ?, Une présentation, Une démo ? Envie de tester la machine,  
Contactez nous.

adomedical@gmail.com

0321 677 277 06 72 00 95 06

## Ultrasonothérapie : Sonopuls 190



Design compact avec écran couleur tactile - Utilisation simple et rapide en seulement 2 étapes. Ultrason en mode continu et pulsé, fréquence des pulsations 16Hz/48Hz/100Hz, Appareil évolutif avec l'option Pack StatUS 100

- Tête multifréquence 1 & 3 Mhz
- Protocoles fondés sur des tests cliniques randomisés
- Démarrage instantané
- 22 protocoles randomisés avec informations
- Zones de thérapie en couleur, planches anatomiques couleur sur les différents traitements
- 20 programmes libres
- Contrôle du contact
- Câble ultra-flexible
- Possibilité d'utiliser 2 têtes de traitement

Utilisation à domicile ou au cabinet.

**1 390 €** au lieu de 1 654 €



PARTNER FOR LIFE

## Ultrasonothérapie : Sonopuls 190 avec têtes US 0,8 cm<sup>2</sup> + Pack StatUS 100



PARTNER FOR LIFE



**2 560 €** au lieu de 3 004 €

Un autre modèle ?, une question ?, une démo ?, Contactez nous.

adomedical@gmail.com

0321 677 277 06 72 00 95 06

## Ultrasonothérapie Statique : Sonopuls 190 StatUS



PARTNER FOR LIFE

### ULTRASONS MAINS LIBRES

StatUS™ (Static UltraSound) représente une nouvelle méthode révolutionnaire d'appliquer la thérapie par ultrasons : avec les mains libres !!

Développé par Enraf-Nonius en collaboration avec des instituts internationaux, StatUS™ est un traitement sûr et efficace pour appliquer la thérapie par ultrasons sans bouger la tête de traitement. StatUS™ est le dernier développement dans le confort de thérapie et de traitement.

Écran couleur tactile LCD ( avec technologie TFT ) de dernière génération. Utilisation simple et rapide en seulement 2 étapes.

Modèle 1 applicateur de traitement multifréquences 5 cm<sup>2</sup>

Livré avec 240 Gelpad : pastille de gel non liquide garantissant un transfert optimal de l'énergie des ultrasons. La dépression de la ventouse de l'applicateur créé un joint parfaitement étanche entre la zone de traitement, la pastille de gel et la tête de traitement.

Zones de thérapie en couleur, planches anatomiques couleur, sur les différents traitements.

23 protocoles fondés sur des tests cliniques randomisés.

20 programmes libres

**1 898 €** au lieu de 2 279€

Un autre modèle ?, une question ?, une démo ?, Contactez nous.

adomedical@gmail.com

0321 677 277 06 72 00 95 06

## Electrothérapie : Endomed 182

Appareil professionnel le moins cher pour le courant interférentiel (CIF) et la TENS

L'Endomed 182 est un électrostimulateur à 2 canaux alimenté sur secteur pour la gestion de la douleur. Il offre les formes d'onde de courant suivantes :

- Courant interférentiel (CIF) bipolaire
- Courant interférentiel (CIF) quadripolaire/tétrapolaire
- CIF quadripolaire avec champ vectoriel isoplanaire
- Courant pulsé biphasé asymétrique (TENS)
- TENS en rafale

Une conception intelligente, des performances intelligentes !


L'Endomed 182 est la nouvelle dimension des modalités de la physiothérapie. Sa conception logicielle avancée est intelligente dans ses caractéristiques et sa facilité d'utilisation. Le résultat est un appareil qui permet d'offrir aux patients des options de traitement extraordinairement avec un mode de fonctionnement exceptionnellement intelligent.

2 canaux indépendants

Les réglages pour le courant interférentiel bipolaire (deux pôles) et être répartis de manière égale sur deux canaux (quatre électrodes), site de chaque canal peut être réglée individuellement.

Ultra Compact

Largeur : 14 cm ; Hauteur : 16 cm ; Profondeur : 14 cm



physiothérapie. Sa simplicité, ses fonctions avancées, ses fonctions polyvalentes,

la TENS peuvent alors que l'inten-

1 521 € au lieu de 1 690€



PARTNER FOR LIFE

## Electrothérapie : Endomed 182 V



L'Endomed 182V est équipé d'un module à vide intégré. Le vide généré (aspiration) permet au thérapeute de positionner facilement les électrodes de stimulation sur le patient et d'éviter ainsi l'utilisation de sangles de fixation. La stimulation est appliquée au moyen de ventouses ayant des surfaces d'électrode intégrées pour transférer l'électrostimulation sur le tissu cible via des éponges humidifiées.

Polyvalent

Avec 2 modèles d'appareils disponibles, l'électrostimulation peut être appliquée au moyen d'électrodes flexibles en caoutchouc, d'électrodes autocollantes et/ou d'électrodes à vide.

En bref : l'Endomed 182 et l'Endomed 182V...

- Appareil professionnel le moins cher pour le courant interférentiel (CIF) et la TENS

- 2 canaux indépendants
- Une conception intelligente, des performances intelligentes

2 995 € au lieu de 3 680€

Un autre modèle ?, une question ?, une démo ?, Contactez nous.

adomedical@gmail.com

0321 677 277 06 72 00 95 06

# Electrothérapie : Endomed 482

Il dispose de 2 canaux totalement indépendants et de toutes les formes de courant de basse et moyenne fréquence.

Comme les autres appareils de la Série 4 d'Enraf-Nonius, l'Endomed 482 possède une interface de commande par écran tactile TFT couleur et dispose d'une bibliothèque complète de protocoles cliniques randomisés.

L'Endomed 482 peut être complété avec le Vacotron 460. Cette unité à vide intégrée permet d'appliquer très simplement l'électrothérapie à l'aide d'électrodes pneumatiques.

- 26 formes de courant
- 42 protocoles cliniques randomisés à supports graphiques
- Programmes libres illimités



2 760 € au lieu de 3 245€

# Electrothérapie : Endomed 482 + Vacotron 460

Le Vacotron 460 est un module pour la Série 4.

Avec cette unité à vide, vous pouvez appliquer l'électrothérapie à l'aide d'électrodes pneumatiques. Grâce aux ventouses, la pose d'électrodes est rapide et facile.

Le Vacotron 460 est le partenaire idéal pour l'Endomed 482 et le Sonopuls 492.

Peut être connecté aux appareils d'électrothérapie et les combinés de la série 4. Permet une pose rapide des électrodes sur des parties du corps où les sangles ne peuvent être utilisées.

Aspiration puissante et constante

Réglage très précis de l'aspiration

Pose rapide de ventouses caoutchouc (rondes)



4 600 € au lieu de 5 415€

# Electrothérapie : Endomed 484

Electrostimulateur haute performance de nouvelle génération pour les professionnels de la santé

- TENS (électrostimulation neurologique transcutanée) pour la gestion de la douleur
- NMES (électrostimulation neuromusculaire) pour la stimulation et la rééducation musculaires
- PENS (neurostimulation électrique percutanée) pour l'électroacupuncture et la stimulation des points d'acupuncture

Les 4 canaux peuvent être utilisés séparément, par paire ou en même temps avec différents programmes.

Il offre les formes d'onde de courant suivantes :

- Courant pulsé biphasé asymétrique (zéro net)
- Courant pulsé biphasé symétrique (zéro net)
- Courant pulsé biphasé symétrique avec intervalle d'interphase (zéro net)

Modes de stimulation TENS :

- TENS haute fréquence
- TENS basse fréquence (similaire à l'acupuncture)
- TENS Fréquence des rafales
- TENS modulée : Modulation de fréquence (FM), Modulation de largeur d'impulsion (PWM) et Modulation de l'amplitude (AM)

Modes de stimulation NMES :

- Stim. monocanal
- Stim. double canal : synchrone, asynchrone et alternée (réciproque)
- Stim. multicanaux : synchrone, asynchrone, alternée et PEMS (stimulation musculaire électrique progressive)



2 270 € au lieu de 2 550€

## Ultrasonothérapie : Sonopuls 490



Le Sonopuls 490 vous propose 25 protocoles cliniques randomisés pour l'ultrasonothérapie, ainsi que toutes les applications étayées scientifiquement qui garantissent une thérapie efficace.

### Caractéristiques :

Ecran TFT couleur, tactile

Contrôle de contact lumineux

Fréquences d'ultrasons 1 et 3 MHz ; Ultrasons mode continu et pulsé

Fréquence d'impulsion / duty cycle 5, 10, 20, 33, 50, 80%

Fréquence des pulsations 16 Hz, 48 Hz en 100 Hz

Intensité : 0-2 W/cm<sup>2</sup> continu,

0-3 W/cm<sup>2</sup> pulsé À l'exception du rapport de 80%, qui affiche un maximum de 2,5 W/ cm<sup>2</sup>.

Nombre de connexions US : 2

Tête de traitement 5 cm<sup>2</sup>

Protocoles prédéfinis : 25 - Protocoles cliniques randomisés avec supports graphiques.

Programmes personnels : + de mille.

Peut être couplé à un appareil d'électrothérapie (Endomed 482) ou Pack « StatUS » mains libres

**1 850 €** au lieu de 2 176€

Un autre modèle ?, une question ?, une démo ?, Contactez nous.

adomedical@gmail.com

0321 677 277 06 72 00 95 06



## Thérapie Combiné : Sonopuls 492



Sonopuls 492 avec 1 tête multifréquence 5 cm<sup>2</sup>

Description :

Ecran tactile couleur intuitif et facile d'utilisation  
Peut utiliser l'électrothérapie, l'ultrasonothérapie ou  
les deux en combinés

Plusieurs têtes d'ultrasons (grande et petite)

Plusieurs fréquences d'ultrasons (1MHz et 3MHz)

Rapide

19 formes de courants pour électrothérapie

Peut être équipé du Vacotron ( Unité à vide pour appli-  
quer l'électrothérapie à l'aide d'électrodes pneu-  
matiques, bien plus rapide et facile à poser).

### Caractéristiques Techniques :

#### Ultrasons :

Fréquence d'ultrasons : 1 et 3 MHz

Ultrasons mode continu et pulsé

Fréquence d'impulsion : 5 / 10 / 20 / 33 / 50 / 80 %

Fréquence des pulsations : 16Hz / 48 Hz ou 100Hz

Intensité : 0-2 W/cm<sup>2</sup> en continu, 0-3W/cm en pulsé

25 protocoles prédéfinis et plus de 1000 programmes libres

#### Electrothérapie :

Nombre de canaux : 2 (indépendants)

Formes de courant : 36 (par canal)

42 protocoles prédéfinis et plus de 1000 libres

#### Thérapie Combinée :

2 protocoles prédéfinis et plus de 1000 libres



PARTNER FOR LIFE

**3 595 €** au lieu de ~~4 290€~~

## Thérapie Combiné : Sonopuls 492 + Vacotron 460

Sonopuls 492 avec 1 tête multifréquence 5 cm<sup>2</sup>  
et Vacotron 460

**5 491 €** au lieu de ~~6 460€~~



Un autre modèle ?, une question ?, une démo ?, Contactez nous.

adomedical@gmail.com

0321 677 277 06 72 00 95 06

## Laser : Mphi




MLS®

### La Thérapie Laser du 3e millénaire.

Énergie parfaitement contrôlée. Et synchronisée.

La Thérapie Laser MLS® (Multiwave Locked System) est née à partir des recherches scientifiques de ASA pour surmonter les limites de la Thérapie Laser traditionnelle, tout en exploitant les avantages d'une puissance faible et élevée grâce à une impulsion de qualité brevetée.

L'impulsion MLS® repose sur deux émissions combinées et synchronisées: une est semblable, en ce qui concerne la puissance, à la LLLT (Low Level Laser Therapy), alors que l'autre a les caractéristiques typiques de l'High Power.



### Action simultanée

La combinaison et la synchronisation en une seule impulsion d'émissions continues et pulsées spécifiques permettent d'obtenir une synergie et un renforcement de chaque effet individuel sur la triade inflammation-œdème-douleur.



### Temps de récupération rapides

Le patient peut surmonter la phase aiguë de la douleur rapidement et durablement grâce à des traitements lui permettant de retrouver une meilleure qualité de vie, et de reprendre une vie professionnelle, sportive et sociale dans de brefs délais.



### Absence d'effets secondaires

Grâce à ses effets analgésiques et anti-inflammatoires, la Thérapie Laser MLS® représente un excellent choix pour la gestion de la douleur, permettant ainsi des traitements efficaces sans effets secondaires.

Un autre modèle ?, une question ?, une démonstration ?, Contactez nous.

adomedical@gmail.com

0321 677 277 06 72 00 95 06

A PARTIR DE  
9 990€

## INDICATIONS ASA LASER

Arthrites  
Arthroses  
Bursites  
Cervico-brachialgies  
Conséquences de traumatismes  
Déchirures  
Douleurs à l'épaule  
Douleurs articulaires  
Douleurs cranio-faciales  
Entorses  
Fasciites plantaires  
Hématomes  
Lombalgies  
Hématomes  
Lombalgies  
Œdèmes  
Plaies  
Tendinites

## Contre-indications

Grossesse  
Cancers  
Pacemaker  
Zone thyroïdienne  
Tatouages  
Cartilage de croissance  
Infections ou maladies de peau  
Injections de stéroïdes (dans les 2/3 semaines)



## TROIS NIVEAUX D'ACTION PHOTOBIOLOGIQUES :

**PHOTOTHERMIQUE** : Augmentation de la réaction biochimique et vasodilatation modérée.

**PHOTOCHIMIQUE** : Amélioration du métabolisme cellulaire, accélération du processus biologique.

**PHOTOMÉCANIQUE** : Accélère la remise en mouvement des processus physiologiques.

Un autre modèle ?, une question ?, une démonstration ?, Contactez nous.

adomedical@gmail.com

0321 677 277 06 72 00 95 06

## Laser : Light Force



XPi 25W



FXi 15W



XLi 40 W

La Thérapie Laser des Tissus Profonds™ est utilisée pour le traitement des douleurs musculaires et articulaires associées à des lésions aiguës et chroniques des tissus mous.

Il est également indiqué pour soulager la douleur et la raideur associées à l'arthrose grâce à sa capacité à augmenter la circulation sanguine localement. Ces facteurs font du laser thérapeutique un choix judicieux de modalité pour la récupération après activité.

Le XLi 40W LightForce® traite des zones plus grandes et plus profondes et soulager plus rapidement la douleur avec un feedback de dosage en temps réel.

Le laser le plus puissant de Chattanooga, le 40W LightForce(r) XLi atteint les tissus profonds plus rapidement pour un soulagement de la douleur en moins de temps. La pièce à main intelligente LightForce et les recommandations à l'écran augmentent la précision du dosage et permet aux cliniciens d'administrer un traitement en toute confiance.

### Indications :

- Cervicalgie
- Lombalgie
- Sciatique
- ATM
- Douleur au coude et douleur articulaire
- Arthrite

## Fxi 15 W Light Force

17 990 € au lieu de 20 690 €

Un autre modèle ?, une question ?, une démo ?, Contactez nous.

adomedical@gmail.com

0321 677 277 06 72 00 95 06

## TECHNOLOGIE INFLUENCE®

La technologie Influence® prend en compte les caractéristiques d'absorption uniques du patient et son état clinique spécifique pour administrer le traitement le plus efficace. Les spécifications du patient telles que l'état, le type corporel et le type de peau sont prises en compte. Les réglages approfondis du protocole fournissent les paramètres recommandés sur les têtes de traitement et les niveaux de puissance pour favoriser la confiance du thérapeute et la réduction du temps d'apprentissage de prise en main.

## SYSTÈME EMPOWER IQ™

Modèles : 40W XLi, 25W XPi

Le système Empower IQ™ de LightForce® change la donne en matière d'émission pour la thérapie au laser. Conçu pour être convivial et réactif,

Empower IQ™ est la nouvelle génération de technologie de diffusion.

### Têtes à déconnexion rapide

Têtes de traitement à démontage et à remplacement rapide pour une plus grande facilité d'utilisation et des options de traitement polyvalentes. Le système intelligent détecte les applicateurs appropriés, les têtes de traitement, la puissance associée et la vitesse de balayage du thérapeute sur le patient.

### Pièce à main intelligente

Technologie de feedback de dosage incorporée avec interrupteur et voyants lumineux intégrés. Afin d'obtenir des traitements efficaces et d'améliorer la précision du dosage, la pièce à main intelligente évalue la vitesse de l'opérateur et fournit un retour d'information visuel et sensoriel en temps réel. La pièce à main intelligente est conçue de manière ergonomique pour le confort de l'opérateur.

## TECHNOLOGIE EXCLUSIVE DES BOULES DE MASSAGE

La boule de massage brevetée exclusive LightForce® permet au thérapeute d'effectuer un traitement en contact sur le patient.

### Compression

La boule de massage avec contact comprime les tissus superficiels, déplaçant l'excès de liquide et améliorant la pénétration du laser dans les structures profondes.

Cette compression réduit les obstacles des absorbeurs superficiels.

### Collimation

La boule de massage agit pour collimater la transmission de la lumière aux tissus, réduisant ainsi la perte d'énergie.

### Indice de réfraction

La composition en silice fondue de la boule de massage permet de minimiser la perte de lumière lors du passage de la boule sur la peau.

### Réflexion

L'application avec contact permet la diffusion dans les tissus en minimisant la perte d'énergie due à la réflexion.

### Travail sur les tissus mous

La boule de massage permet au professionnel de santé d'effectuer un travail manuel sur les tissus mous avec l'applicateur tout en diffusant l'énergie.

## PUISSANCE

Allant de 15 à 40 watts de puissance, les lasers thérapeutiques LightForce® fournissent la puissance nécessaire pour atteindre les tissus profonds.

L'augmentation de la puissance a un impact direct sur le temps d'application d'une dose thérapeutique d'énergie lumineuse, ce qui permet aux thérapeutes de réduire la durée du traitement approprié. La puissance plus élevée donne la possibilité aux thérapeutes d'administrer un traitement plus en profondeur et plus rapidement tout en couvrant une plus grande surface de tissus en moins de temps.

## TEMPS AVEC LES PATIENTS

Grâce à une durée moyenne de traitement de 4 à 7 minutes, les thérapeutes peuvent utiliser la thérapie au laser dans le cadre d'un plan de soins global et maximiser le temps de traitement disponible.

Un autre modèle ?, une question ?, une démo ?, Contactez nous.

[adomedical@gmail.com](mailto:adomedical@gmail.com)

0321 677 277 06 72 00 95 06



PARTNER FOR LIFE



## Cryo one

Pack:

**Cryothérapie +  
Ondes de choc**

**14 990 €** au lieu de 18 465€

## Endopuls 811



Des questions ?, Une présentation, Une démo ?, Envie de tester la machine,  
Contactez nous.

[adomedical@gmail.com](mailto:adomedical@gmail.com)

0321 677 277 06 72 00 95 06

## Pressothérapie: i-Press



**PiPress est équipé d'une technologie simplifiée :**

Programmé par pathologies et techniques (membres supérieurs, membres inférieurs & ceinture abdominale)

- Flux ascendant et descendant
- Paramètres personnalisables (temps de travail, temps de repos, temps de séance, nombre de cycles...)
- Désactivation des cellules à partir de l'écran tactile
- Ciblage de la zone de soin (Inférieur : cheville, genou, hanche / Supérieur : poignet, coude, épaule) :
  - Segmentaire : le programme s'applique uniquement sur la zone sélectionnée
  - Augmentation du temps de passage : le programme s'applique sur tout le membre mais ralentira au niveau de la zone sélectionnée
  - Augmentation des passages : le programme s'applique sur tout le membre mais passera 3 fois au niveau de la zone sélectionnée
- Possibilité de sauvegarder les programmes modifiés et adaptés à chacun des patients
- Flux constants grâce aux cellules à recouvrement (chevauchées) pour la version 10C
- Produit silencieux
- Logiciel intuitif s'adaptant aux besoins des praticiens
- Degonflage des bottes en fin de traitement


### LES PROGRAMMES CLES DE L'I-PRESS :

RESORPTION : Indications : Jambes lourdes, pas de présence de varices, pas d'œdème.

EFFLEURAGE : Indications : Jambes lourdes, présence de varices, obésité.

FRAGMENTATION : Indications : Œdème lymphatique persistant.

RESORPTION PERISLALTIQUE GLOBALE : Indication : Cellulite, méthode drainage.



**i-Press 6 cellules**  
**+Bottes 6C**

**2 690€** au lieu de 2 990€



**i-Press 10 cellules**  
**+ Bottes optimun 10C**

**3 680€** au lieu de 4 090€

Des questions ?, Une présentation, Une démo ?, Envie de tester la machine,  
Contactez nous.

adomedical@gmail.com

0321 677 277 06 72 00 95 06

# ADO

m é d i c a l

Contactez-nous :

✉ adomedical@gmail.com

☎ 03 21 67 72 77

☎ 06 72 00 95 06

📍 30 Rue Pierre Brossolette  
62 300 LENS

**Retrouvez l'ensemble de nos promotions,  
offres en suivant ce QR CODE :**



Suivez-nous

