



LES ÉLECTRODES

Fiches pratiques TENS



■ Électrodes autocollantes repositionnables :

D'un rapport Qualité/prix incomparable, elles respectent drastiquement le cahier des charges de remboursement fixé par la Haute Autorité de Santé en 2009.


Descriptif

- Conduction : Respect des exigences HAS avec conduction à 1000 filaments d'acier assurant une répartition optimale du courant et un meilleur confort de stimulation
- Gel Multistick™ hypoallergénique
- Revêtement textile souple
- Existe en format Rond diam. 32 mm, Rond diam. 50 mm, Carré 50 x 50 mm et Rectangulaire 50 x 90 mm
- Connectique universelle : Fil 2 mm femelle

Les électrodes Dura-Stick® Plus offrent une longévité de plus de 40 séances.

Référence et Codes ACL/GTIN

Référence	Code ACL/GTIN	Dénomination
42219V	3401097384344	Dura-Stick® Plus Fil Ø 32 mm (sachet de 4)
42197V	3401097384405	Dura-Stick® Plus Fil Ø 50 mm (sachet de 4)
42198V	3401097547008	Dura-Stick® Plus Fil 50 x 50 mm (sachet de 4)
42199V	3401097384573	Dura-Stick® Plus Fil 50 x 90 mm (sachet de 4)



42219V

42197V

42198V

42199V



Électrodes autocollantes repositionnables haut de gamme :

Les électrodes pour peaux sensibles Dura-Stick® Premium Blue gel sont particulièrement appréciées par les patients utilisant intensivement la neurostimulation transcutanée et pouvant présenter des rougeurs/allergies. Souplesse et longévité caractérisent cette électrode haut de gamme.

Descriptif

- Revêtement polyuréthane, gris lavable.
- Conduction : Respect des exigences HAS avec conduction 100 filaments d'acier assurant une répartition optimale du courant et un meilleur confort de stimulation
- Gel hypoallergénique Blue Gel - peaux sensibles
- Connectique universelle Fil 2 mm femelle
- Existe en format Carré 50 x 50 mm et Rectangulaire 40 x 90 mm

Les électrodes Dura-Stick® Premium répondent au cahier des charges HAS et peuvent faire l'objet d'une prise en charge par la Caisse d'Assurance (sur prescription, soumise à conditions).

Référence et Codes ACL/GTIN

Référence	Code ACL/GTIN	Dénomination
42211V	3401097384283	Dura-Stick® Premium Blue gel 50 x 50 mm (sachet de 4)
42212V	3401097384115	Dura-Stick® Premium Blue gel 40 x 90 mm (sachet de 4)



42211V

42212V