

BioStim



La rééducation périnéale à la portée de tous

UNE GAMME PERSONNALISÉE ET ADAPTÉE À CHAQUE BESOIN

Le **Biostim** est un appareil d'électrothérapie qui permet d'accompagner les kinésithérapeutes et les sages-femmes dans la rééducation périnéale.

La technologie informatisée utilisée pour l'appareil Biostim permet d'obtenir une grande simplicité d'utilisation et une navigation aisée dans les menus. Les programmes, prédéfinis dans l'appareil, permettent d'effectuer la plupart des traitements de rééducation périnéale, dans le domaine uro-gynécologique et le domaine anorectal.



L'APPAREIL BIOSTIM EST CONSEILLÉ POUR :

- Rééducation Post Partum
- Incontinence urinaire/ anale
- Prolapsus
- Pathologie Anorectale
- Douleurs ...



LES TECHNIQUES

- ANTALGIQUE
Gate-control et endorphinique
- EXCITO-MOTEUR
Reprogrammation neuromotrice, rééducation et renforcement musculaire
- BIOFEEDBACK
EMG, pression et décontraction



LES AVANTAGES BIOSTIM

- Un logiciel moderne facile d'utilisation qui vous permettra d'être le plus performant avec vos patients
- Des animations personnalisables
- Des protocoles de traitement modifiables
- Une base de donnée évolutive
- Une étape de pré réglage assistée pour toutes les séances de stimulation et de biofeedback
- Réponse de biofeedback de haute qualité
- Calibrage automatique ou manuel pour le biofeedback
- Une sécurité active avec un lien "appareil-patient" (poire d'arrêt d'urgence)



L'appareil **Biostim** est disponible en 6 versions pour répondre à vos besoins et vos techniques

	BIOSTIM 1.0	BIOSTIM 2.0	BIOSTIM 2.0+	BIOSTIM 2.1	BIOSTIM 2.1+	BIOSTIM 2.2+
Voies de stimulation et biofeedback EMG	1	2	2	2	2	2
Compatibilité sondes Bluetooth (Emy, Perifit)	En option	En option	En option	En option	En option	✓
Compatibilité Windows et Mac	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Télécommande	En option	En option	En option	✓	✓	✓
Voies de biofeedback Pression				1	1	2
Biofeedback assistée par stimulation			✓		✓	✓
Comparaison des courbes (jusqu'à 4 en même temps)			✓		✓	✓
Possibilité de créer des programmes Biofeedback ou combiné			✓		✓	✓

INTÉRÊT D'UNE CENTRALE D'ÉLECTROTHÉRAPIE

Une centrale d'électrothérapie pilotée par ordinateur pour tous vos besoins.

Un outil convivial pour la prise en charge de vos patients qui vous apportera une aide précieuse dans la prise de **conscience du périnée** grâce au biofeedback et dans le gain de tonicité. Un logiciel complet avec plus de 50 programmes prédéfinis. Une gamme adaptée à vos besoins et pour toutes les formations.



ANIMATIONS PERSONALISÉES



FICHE PATIENT



PROGRAMMES STIMULATION



PROGRAMME BIOFEEDBACK

MAZET SANTÉ C'EST AUSSI :



 **i-Press**
APPAREIL DE
PRESSOTHÉRAPIE



 **b-Lift C**
APPAREIL DE
DÉPRESSOTHÉRAPIE



ADO MÉDICAL
30 RUE PIERRE BROSOLETTTE
62300 LENS

TEL: +33 (0)3 21 67 72 77

ADOMEDICAL@GMAIL.COM

