

Cet appareil est disponible en 7 versions pour répondre à vos besoins et vos techniques.

Appareils		1.0	2.0	2.0+	2.1	2.1+	2.2	2.2+
	Nombre de voies de stimulation	1	2	2	2	2	2	2
	Nombre de voies de biofeedback EMG	1	2	2	2	2	2	2
	Nombre de voies de biofeedback Pression				1	1	2	2
	Télécommande				✓	✓	✓	✓
	Programmes Uro-gynécologiques	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Programmes Anorectaux	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Programmes Combinés (Stimulation et biofeedback)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Programmes de Stimulation Motrice				✓	✓	✓	✓
	Possibilité de créer des programmes Biofeedback ou combiné			✓		✓		✓
	Fiches patients avec tableau récapitulatif des séances exportable en PDF		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Comparaison des courbes [jusqu'à 4 en même temps]			✓		✓		✓
	Module ludométrie (configurable)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Biofeedback Négatif			✓		✓		✓
	Ajustement du temps de repos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Ajustement du profil en cours d'exercice			✓		✓		✓
	Planches anatomiques		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Multilingue	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Fonctionnement en réseau entre plusieurs appareils		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Compatibilité Windows, iOS, Mac	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓