



ManuXelect

La table économique qui fait
gagner de la place



PARTNER FOR LIFE

ManuXelect

La table d'examen et de traitement idéale pour les petits budgets et les salles de traitement de petite longueur. Grâce à sa conception la ManuXelect s'élève totalement droite. En conséquence, la ManuXelect n'occupe que 1.4 m² de surface au sol! Les plateaux faciles à régler rendent cette table simple à utiliser. Une solution idéale et rentable pour un thérapeute qui a peu d'espace disponible. La table de traitement ManuXelect comprend 2 modèles à 2 parties et une variante à 3 parties.



ManuXelect | | |



ManuXelect

- Hauteur de réglage électrique de 48 à 105 cm
- Réglages des plateaux par vérins à gaz
- Poignées ergonomiques pour réglage avec une seule main
- Mouvements en ciseaux économiseurs d'espace. La table monte et descend verticalement (sans déport)
- Plateaux capitonnés avec bords souples cousus (Sellerie luxe standard)
- La fente nasale (avec bouchon en option) assure le confort du patient lors du décubitus ventral





ManuXelect 3 parties

DONNÉES DE COMMANDE




ManuXelect 2 parties tête

DONNÉES DE COMMANDE




ManuXelect 2 parties dos

DONNÉES DE COMMANDE



ManuXelect Traction


DONNÉES DE COMMANDE



ManuXelect

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


Dimensions des plateaux (Lxl):	204 - 209 x 67 cm
Hauteur réglable:	environ 48-105 cm
Temps de montée (min.-max.):	environ 35 sec.
Capacité de montée:	
(Charge max dynamique):	150 kg (option 250 kg)
Charge max en statique:	450 kg
Voltage du réseau:	120/230VAC 50/60 Hz
Consommation du courant:	1.5 A-350W max. (version standard) ou 2.0 A-470W max. (moteur lourd)
Densité de mousse:	38 Kg/m ³



Il s'agit d'un dispositif médical



Il est conforme à toutes les réglementations médicales applicables. Pour plus de détails, veuillez consulter le mode d'emploi (téléchargeable via www.enraf-nonius.com).



Couleurs ManuXelect

OPTIONS⁽¹⁾

Une table Enraf-Nonius assortie à chaque cabinet. Comme pour d'autres activités, une ambiance agréable est importante lors des actes de physiothérapie. Les patients doivent se sentir à l'aise dans la pièce où ils sont traités. Comme chaque thérapeute a son propre décor, nous considérons comme important que les tables de traitement puissent s'y intégrer sans choquer. C'est la raison pour laquelle nous proposons plusieurs couleurs de revêtement pour nos tables. Nos revêtements en skai ne contiennent aucun phtalate et sont biocompatibles et ignifugés (non feu)- une combinaison unique qui les rendent parfaitement appropriés à un usage médical!



(1) = Note: A commander avec la table



Couleurs ManuXelect

EXECUTIVE




012 noir



213 gris




199 lavande



204 sirius bleu



169 bleu barbeau



170 bleu ciel

ManuXelect

OPTIONS⁽¹⁾

Capitonnage

Largeur de
plateau

Normal
4 cm épaisseur

67 cm

s

s = standard



Réglage de la hauteur

- A. Électrique Commande périphérique (option)
- B. Électrique Commande au pied (option)
- C. Électrique Commande manuelle (option)



A




B



C

(1) = Note: A commander avec la table



ManuXelect

OPTIONS⁽¹⁾

Capacité de montée

A. Électrique - max. 150 kg (standard)

C. Électrique - max 250 kg (option)



A



B

Divers

A. Mise sur roulettes centralisée

B. 1550809 Interrupteur de sécurité universel

C. 1550804 Barrière de sécurité (jeu de 2 pc.)⁽²⁾



A



B



C

(1) = Note: A commander avec la table

(2) = Ne convient pas à la variante à traction



ManuXelect

ACCESSOIRES

Porte rouleau et papier

1550800 Porte rouleau pour la ManuXelect pour rouleaux 50 cm, sous l'extrémité distale

3445280 Distributeur sur pied (indépendant) pour rouleaux 50 & 60 cm

3445278 Rouleau papier, largeur 50 cm, longueur 150 m, par 5




1550800



3445280



3445278



Accessoires de fixation

- 1550815 Support d'épaules, noir⁽¹⁾ (ensemble de 2)
- 1550806 Rail de fixation pour supports d'épaules, d'aisselles (et pour supports gynécologiques)
- 1550807 Rail de fixation pour supports d'aisselles (et supports gynécologiques)
- 1550808 Rails de fixation pour supports d'épaules.



1550815



1550806



1550807



1550808

(1) = Nécessite rail de fixation 1550806, 1550807 ou 1550808



ManuXelect

ACCESSOIRES

Sangles de fixation

- 3445023 Sangle de fixation avec attache velcro longueur 120 cm
- 3445014 Sangle de fixation avec attache velcro longueur 160 cm
- 3445015 Sangle de fixation avec attache velcro longueur 240 cm
- 3445475 Sangle de fixation avec fermoir plastique longueur 250 cm
- 3445474 Sangle de fixation avec fermoir plastique longueur 350 cm



3445023



3445014 / 3445015



3445474 / 3445475



Accessoires gynécologiques

ACCESSOIRES

1550806 Rail de fixation pour supports gynécologiques (et pour supports d'épaules et d'aisselles)

1550807 Rail de fixation pour supports gynécologiques (et pour supports d'aisselles)

1550810 Supports gynécologiques confortables⁽¹⁾

1550805 Supports gynécologiques⁽¹⁾



1550806




1550807



1550810



1550805



(1) = Nécessite rail de fixation 1550806 ou 1550807



ManuXelect

La table économique qui fait
gagner de la place

Enraf-Nonius B.V. | Vareseweg 127 | 3047 AT Rotterdam | Les Pays-Bas
www.enraf-nonius.com | info@enraf-nonius.nl | + 31 - (0) 10 20 30 600



PARTNER FOR LIFE