



## Manumed Basic

Table de base,  
de qualité supérieure  
pour examen et traitement

# Manumed Basic


Table d'examen et de traitement fixe, de haute qualité, avec une hauteur de travail fixe de 80 cm et articulation simple des parties. Disponible en 2 modèles, dont l'un avec une partie tête et déclive/proclive pour faciliter le massage et la mobilisation.





## Manumed Basic

- Hauteur de travail fixe à 80/83 cm
- Extrêmement stable





# Manumed Basic 2 parties tête

## DONNÉES DE COMMANDE

### Type

001 Manumed Basic 2 parties tête avec fente nasale, hauteur fixe 80 cm






# Manumed Basic 2 parties dos

## DONNÉES DE COMMANDE

### Type

002 Manumed Basic 2 parties dos, hauteur fixe 83 cm



## Manumed Basic

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions des plateaux (Lxl):	195x67 cm
Hauteur fixe:	Type 001 = 80 cm / Type 002 = 83 cm
Poids maxi patient:	135 kg
Revêtement:	En couleurs différentes disponibles
Densité de mousse:	38 Kg/m <sup>3</sup>
Code couleur du châssis:	gris = RAL 7035

Il s'agit d'un dispositif médical



Il est conforme à toutes les réglementations médicales applicables. Pour plus de détails, veuillez consulter le mode d'emploi (téléchargeable via [www.enraf-nonius.com](http://www.enraf-nonius.com)).



# Couleurs Manumed

## OPTIONS<sup>(1)</sup>

Une table Enraf-Nonius assortie à chaque cabinet. Comme pour d'autres activités, une ambiance agréable est importante lors des actes de physiothérapie. Les patients doivent se sentir à l'aise dans la pièce où ils sont traités. Comme chaque thérapeute a son propre décor, nous considérons comme important que les tables de traitement puissent s'y intégrer sans choquer. C'est la raison pour laquelle nous proposons plusieurs couleurs de châssis et de revêtement pour nos tables. Nos revêtements en skai ne contiennent aucun phtalate et sont biocompatibles et ignifugés (non feu)- une combinaison unique qui les rendent parfaitement appropriés à un usage médical!

### NATURAL


- 811 noir volcan
- 850 noyer
- 851 sable
- 886 feuille
- 888 neige

### LIFESTYLE

- 410 anthracite
- 406 sarcelle
- 407 cerise
- 408 terre cuite
- 409 la peau

### EXECUTIVE


- 012 noir
- 213 gris
- 199 lavande
- 204 sirius bleu
- 169 bleu barbeau
- 170 bleu ciel




(1) = Note: A commander avec la table

# Couleurs Manumed

## NATURAL



811 noir volcan



850 noyer



851 sable



886 feuille





888 neige




Couleurs Manumed

# LIFESTYLE



410 anthracite



406 sarcelle



407 cerise



408 terre cuite



409 la peau

Couleurs Manumed

# EXECUTIVE




012 noir



213 gris



199 lavande



204 sirius bleu



169 bleu barbeau



170 bleu ciel

# Manumed Basic

## ACCESSOIRES

### Porte rouleau et papier

- 3445280 Distributeur sur pied (indépendant) pour rouleaux 50 & 60 cm
- 3445278 Rouleau papier, largeur 50 cm, longueur 150 m, par 5
- 3445279 Rouleau papier, largeur 60 cm, longueur 150 m, par 5



3445280



3445278 / 3445279



# Manumed Basic

# ACCESSOIRES

## Sangles de fixation

- 3445023 Sangle de fixation avec attache velcro longueur 120 cm
- 3445014 Sangle de fixation avec attache velcro longueur 160 cm
- 3445015 Sangle de fixation avec attache velcro longueur 240 cm
- 3445475 Sangle de fixation avec fermoir plastique longueur 250 cm
- 3445474 Sangle de fixation avec fermoir plastique longueur 350 cm




3445023



3445014 / 3445015



3445474 / 3445475



# Tabourets

# ACCESSOIRES

- 3xxx010 Tabouret, hauteur réglable 40-53 cm
- 3xxx011 Tabouret, mobile, hauteur réglable 59-85 cm
- 3xxx012 Tabouret, mobile, avec repose pieds, hauteur réglable de 59-85 cm
- 3xxx013 Tabouret mobile, siège anatomique, hauteur réglable de 43-56 cm
- 3xxx020 Tabouret mobile, siège selle, hauteur réglable de 59-85 cm



3xxx010



3xxx011



3xxx012














3xxx013



3xxx020

Disponibles dans les couleurs ci-dessous


NATURAL	LIFESTYLE	EXECUTIVE							
 811	 851	 410	 408	 012	 213	 199	 204	 169	 170



## Coussins et rouleaux

## ACCESSOIRES

3xxx002	Coussin demi-cylindrique, petit, spécial cheville	28x9x11 cm
3xxx003	Coussin demi-cylindrique, large	56x16x18 cm
3xxx023	Rouleau de massage	50x Ø15 cm
3xxx004	Coussin de nuque, forme sablier	30x15 cm
3xxx005	Coussin de massage	30x28x8 cm
3xxx015	Coussin de table triangulaire	50x30x15 cm



Disponibles dans les couleurs ci-dessous


NATURAL	LIFESTYLE	EXECUTIVE
811    851	410    408	012    213    199    204    169    170



## Coussins et rouleaux

## ACCESSOIRES

1550813	Obturateur pour fente nasale, forme triangulaire <sup>(1)</sup>	16,5 x 21 cm
3445297	Coussin triangulaire caoutchouc, Kaltenborn <sup>(1)</sup>	22,5 x 10,5 x 8,5 cm
3446161	Sac de sable pour posture 1,2 kg <sup>(2)</sup>	15x25 cm
3446162	Sac de sable pour posture 2 kg <sup>(2)</sup>	18x27 cm
3446166	Sac de sable pour posture 4 kg <sup>(2)</sup>	25x35 cm
3446167	Sac de sable pour posture 7 kg <sup>(2)</sup>	30x45 cm



1550813



3445297



3446161



3446162



3446166



3446167

(1) = Disponible en coloris noir uniquement

(2) = Disponible en coloris gris uniquement

# Housses de table

# ACCESSOIRES

3445240	Housse, avec ouverture pour le nez	bleue
3445241	Housse, avec ouverture pour le nez	bordeaux
3445242	Housse, avec ouverture pour le nez	blanche
3445244	Housse, avec ouverture pour le nez	jade
3445249	Housse, avec ouverture pour le nez	gris foncé
3445250	Housse, avec ouverture pour le nez	bleu royal
3445251	Housse, avec ouverture pour le nez	camel
3445261	Housse, sans ouverture pour le nez	bleue
3445034	Housse, sans ouverture pour le nez	bordeaux
3445267	Housse, sans ouverture pour le nez	blanche
3445262	Housse, sans ouverture pour le nez	jade
3445248	Housse, sans ouverture pour le nez	gris foncé
3445247	Housse, sans ouverture pour le nez	bleu royal
3445252	Housse, sans ouverture pour le nez	camel
3445259	Sangles élastiques pour les housses de table avec pinces aux deux extrémités, ensemble de 3	



3445240  
3445261



3445241  
3445034




3445242  
3445267



3445244  
3445262



3445248  
3445249




3445247  
3445250



3445251  
3445252



3445259







# Manumed Basic

Table de base,  
de qualité supérieure  
pour examen et traitement

Enraf-Nonius B.V. | Vareseweg 127 | 3047 AT Rotterdam | Les Pays-Bas  
[www.enraf-nonius.com](http://www.enraf-nonius.com) | [info@enraf-nonius.nl](mailto:info@enraf-nonius.nl) | + 31 - ( 0 ) 10 20 30 600



PARTNER FOR LIFE