

PACKHEATER



PARTNER FOR LIFE

Le Packheater est utilisé pour la préparation des hotpacks. Le Packheater laqué est livré en standard avec une grille amovible. La température de l'eau est maintenue à une valeur constante et précise au moyen d'un thermostat.

3448191 PACKHEATER



- Un modèle de table
- Chaudron émaillé
- Contrôle de température thermostatique
- Température de l'eau réglable (50-95 °C)
- Réservoir 29 litre

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Capacité de réservoir:	29 l
Température ambiante:	50-100 °C
Voltage:	220-240 V
Fréquence:	50/60 Hz
Puissance consommée:	700 W
Dimensions:	hauteur 42 cm, diamètre 35 cm
Poids:	7 kg

ACCESSOIRES STANDARDS

1400725 Manual

ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES PRINCIPAUX

3448135	Grille plastifiée
3448199	Grille en acier inoxydable
3448132	Pince en bois pour enveloppes chauffantes
3448166	Enno Moist 12x30 cm
3448167	Enno Moist 25x30 cm
3448281	Enno Moist 25x45 cm
3448283	Enno Moist 25x50 cm
3448282	Enno Moist 25x60 cm
3448169	Enno Moist, grand modèle, 38x61 cm
3448168	Enno Moist, modèle de cou, 15x61 cm
3448176	Housse de protection Enno Moist standard (25x30 cm)
3448311	Stadtholder Moorpacking 13x28 cm
3448310	Stadtholder Moorpacking 18x28 cm
3448312	Stadtholder Moorpacking 22x40 cm
3448313	Stadtholder Moorpacking 30x40 cm
3448314	Stadtholder Moorpacking-modèle pour nuque et épaules
3448209	Hot/Cold packs 30x40 cm, 6 pc.
3448208	Hot/Cold packs 13x30 cm, 6 pièces.



ENNO MOIST

Comresse en coton garnie de granulés minéraux volcaniques



STADTHOLDER MOOR

Conservation de la chaleur ce qui permet une diffusion lente et

- régulière de celle-ci
- Elle peut également être réchauffée au micro-ondes



HOT/COLDPACKS

Poche en matière synthétique remplie de gel



ENRAF-NONIUS B.V.
Vareseweg 127
3047 AT Rotterdam
Los Países Bajos
T: +31-(0)10 - 203 06 00
E: info@enraf-nonius.nl
www.enraf-nonius.com