

CHILLING UNITS



PARTNER FOR LIFE

Appareil mobile de réfrigération rapide pour porter les compresses froides à une température utile idéale et les maintenir dans cet état tout au long de la journée. Les éléments spécialement conçus pour la réfrigération garantissent un processus réfrigérant rapide. Se déplace facilement sur les roulettes en caoutchouc de 7,5 cm.



3448274 CHILLING UNIT C-5

ACCESSOIRES STANDARDS

1468751	Mode d'emploi
3448284	6x Colpac 28x36 cm
3448288	6x Colpac 16x28 cm



ACCESSOIRES COMPLÉMENTAIRES PRINCIPAUX

3448288	Colpac 16x28 cm
3448284	Colpac 28x36 cm
3448209	Hot/Cold packs 30x40 cm, 6 pièces.
3448208	Hot/Cold packs 13x30 cm, 6 pièces.
3448207	Hot/Cold packs 13x14 cm, 12 pièces
3448130	Housse en tissu éponge pour 3 packs 3448208



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Voltage:	220-240 V, 50 Hz
Current:	2 A
Puissance:	0.14914 kWh ou 1/5 hp
Type de réfrigérant:	R-134A
Quantité de réfrigérant:	0.325 L
Pression tous modèles:	haute 1.62 MPa (235 psi); basse 1.03 MPa (150 psi)
Température opératoire normale:	-12°C à -6°C
Dimension (LxPx):	84 x 41 x 69 cm
Poids:	74 kg



ENRAF-NONIUS B.V.
Vareseweg 127
3047 AT Rotterdam
Les Pays-Bas
T: +31-(0)10 - 203 06 00
E: info@enraf-nonius.nl
www.enraf-nonius.com