

MANUMED EXERCICE



PARTNER FOR LIFE

Exercices de rééducation neurologique avec la Manumed Bobath. La grande et large surface de traitement de 100 cm à 120 cm permet de soutenir et d'aider les patients pendant les exercices thérapeutiques. Les méthodes de mobilisation de Bobath et Vojta peuvent être appliquées dans les meilleures conditions grâce à une stabilité inégalée. Une table offrant au patient et au praticien un positionnement des plus confortables, en toute sécurité.



- Très large surface (100 ou 120x200 cm)
- Mise sur roulettes centralisée pour un déplacement rapide et facile de la table
- Réglage de la hauteur électrique ou hydraulique
- Le modèle 2 parties peut être utilisé pour des exercices neurologiques ou comme table de traitement




ENRAF-NONIUS B.V.
Vareseweg 127
3047 AT Rotterdam
Les Pays-Bas
T: +31-(0)10 - 203 06 00
E: info@enraf-nonius.nl
www.enraf-nonius.com

MANUMED

MANUMED EXERCICE


MANUMED EXERCICE 2 PARTIES HAUTEUR RÉGLABLE



Type

- 511 Manumed Exercice 2 parties, réglage de la hauteur hydraulique
- 521 Manumed Exercice 2 parties, réglage de la hauteur électrique


MANUMED EXERCICE 1 PARTIE HAUTEUR RÉGLABLE



Type

- 510 Manumed Exercice 1 partie, réglage de la hauteur hydraulique
- 520 Manumed Exercice 1 partie, réglage de la hauteur électrique

MANUMED EXERCICE 1 PARTIE HAUTEUR FIXE



Type

- 500 Manumed Spéciale Exercice 1 partie, hauteur fixe 55 cm

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Dimensions des plateaux (Lxl): 200 x 100 cm modèles 500, 510 et 520
option largeur 120 cm pour 510 et 520
203 x 120 cm modèles 511 et 521

Hauteur réglable: 44 - 97 cm

Temps de montée (min.-max.): environ 18 sec.

Capacité de montée:

Charge max dynamique: 250 kg pour Type 520 ou 521 (électrique)
200 kg pour Type 510 ou 511 (hydraulique)
135 kg pour Type 500 (hauteur fixe)

Voltage du réseau: 120/230VAC 50/60 Hz

Consommation du courant: 2.0 A max.

ATTENTION: COMMANDE PÉRIFÉRIQUE EST OPTIONNEL



COULEURS MANUMED



PARTNER FOR LIFE

Une table Enraf-Nonius assortie à chaque cabinet. Comme pour d'autres activités, une ambiance agréable est importante lors des actes de physiothérapie. Les patients doivent se sentir à l'aise dans la pièce où ils sont traités. Comme chaque thérapeute a son propre décor, nous considérons comme important que les tables de traitement puissent s'y intégrer sans choquer. Raison pour laquelle nous proposons plusieurs couleurs de châssis et de revêtement pour nos tables. Nos revêtements en skaï ne contiennent aucun phtalate et sont biocompatibles et ignifugés (non feu)- une combinaison unique qui les rendent parfaitement appropriés à un usage médical!



NATURAL



811
noir vulcan



850
noyer




851
sable



886
feuille



888
neige



LIFESTYLE



410
anthracite



406
sarcelle



407
cerise



408
terre cuite



409
la peau



EXECUTIVE



012
noir




213
gris



199
lavande



204
sirius blue



169
blue
barbeau



170
blue ciel



Couleurs châssis



Ral 7035
gris



Ral 9010
blanc

OPTIONS⁽¹⁾ MANUMED EXERCICE


CAPITONNAGE

Largueur de plateau	Normal 4 cm épaisseur	DeLuxe 6 cm épaisseur	Extra dur 4 cm épaisseur	Extra doux 4 cm épaisseur
100 cm ⁽¹⁾	s	x	x	x
120 cm ⁽²⁾	s	x	x	x

s = standard x = non disponible

(1) = standard pour 500, 510, 520

(2) = standard pour 511, 521, en option pour 510, 520



DENSITÉ DE MOUSSE:

Normal: 38 Kg/m³



Standard

RÉGLAGE DE LA HAUTEUR

- A. Hydraulique (510/511)
- B. Électrique (520/521) Commande au pied (standard)
- C. Électrique (520/521) Commande périphérique (option)





CAPACITÉ DE MONTÉE

- A. Électrique (520/521) - max. 250 kg (standard)
- C. Hydraulique (510/511) max 200 kg



AUTRES OPTIONS DES TABLES

- A. Interrupteur de sécurité



(1) = Note: A commander avec la table

SANGLE DE FIXATION

3445474 Sangles de fixation avec fermail plastique longueur 350 cm




3445474

DIVERS

3446261 Ensemble de 3 escabeaux d'exercice, 50 x 38 x 32 cm, 40 x 32 x 21 cm et 30 x 22 x 14 cm



3446261



ACCESSOIRES MANUMED EXERCICE

TABOURETS (DISPONIBLE DANS LES COULEURS CI-DESSOUS)

3xxx010	Tabouret, hauteur réglable 40-53 cm
3xxx011	Tabouret, mobile, hauteur réglable 59-85 cm
3xxx012	Tabouret, mobile, avec repose pieds, hauteur réglable de 59-85 cm
3xxx013	Tabouret mobile, siège anatomique, hauteur réglable de 43-56 cm
3xxx020	Tabouret mobile, siège selle, hauteur réglable de 59-85 cm



3xxx010



3xxx011



3xxx012



3xxx013



3xxx020

COUSSINS ET ROULEAUX (DISPONIBLE DANS LES COULEURS CI-DESSOUS)

3xxx002	Coussin demi-cylindrique, petit, spécial cheville	28x9x11 cm
3xxx003	Coussin demi-cylindrique, large	56x16x18 cm
3xxx023	Rouleau de massage	50x Ø15 cm
3xxx004	Coussin de nuque, forme sablier	30x15 cm
3xxx005	Coussin de massage	30x28x8 cm
3xxx015	Coussin de table triangulaire	50x30x15 cm
1550813	Obturateur pour fente nasale, forme triangulaire (uniquement en noir)	16,5 x 21 cm
3445297	Coussin triangulaire caoutchouc, Kaltenborn (uniquement en noir)	22,5 x 10,5 x 8,5
3446161	Sac de sable pour posture 1,2 kg ⁽¹⁾	15x25 cm
3446162	Sac de sable pour posture 2 kg ⁽¹⁾	18x27 cm
3446166	Sac de sable pour posture 4 kg ⁽¹⁾	25x35 cm
3446167	Sac de sable pour posture 7 kg ⁽¹⁾	30x45 cm

⁽¹⁾ = Disponible en seule gris



3xxx002



3xxx003



3xxx023



3xxx004



3xxx005



3xxx015



1550813



3445297



3446161



3446162



3446166



3446167

EXECUTIVE



012
noir



213
gris



199
lavanda



204
sirius blue



169
bleu barbeau



170
bleu ciel



NATURAL



811
noir volcan



851
sable

LIFESTYLE



410
anthracite



408
terre cuite

