



## Endomed 482

L'Endomed 482,  
l'appareil complet,  
pratique, rapide et rationnel  
pour l'électrothérapie



## Endomed 482

L'Endomed 482 est l'appareil d'électrothérapie pour le thérapeute exigeant. Il dispose de 2 canaux totalement indépendants et de toutes les formes de courant basse et moyenne fréquence.

L'électrothérapie dispose de nombreuses possibilités et d'applications. La mise en œuvre de la stimulation musculaire connaît une longue histoire, elle est bien étayée scientifiquement et l'électrothérapie est non-invasive, elle est facilement applicable et non perturbante pour le patient. L'électrothérapie constitue de ce fait une excellente alternative à la médication ou d'autres interventions.



### Électrothérapie


Équipement destiné au soulagement de la douleur, à la stimulation musculaire et/ou au diagnostic. Applications d'électrothérapie pour un soulagement rapide de la douleur sans effets secondaires. Les muscles peuvent être stimulés pour améliorer la fonction des tissus mous. L'électrothérapie peut être utilisée pour mesurer la réaction du tissu différencié à la stimulation, dans le but de faire un diagnostic sur la qualité des tissus.

# Endomed 482

Comme les autres appareils de la Série 4 d'Enraf-Nonius, l'Endomed 482 possède une interface de commande par écran tactile TFT couleur et dispose d'une bibliothèque complète de protocoles cliniques randomisés.

L'Endomed 482 peut être complété avec le Vacotron 460. Cette unité à vide intégrée permet d'appliquer très simplement l'électrothérapie à l'aide d'électrodes pneumatiques.

L'Endomed 482, l'appareil complet, pratique, rapide et rationnel pour l'électrothérapie !






# Endomed 482

## Protocoles fondés sur des tests cliniques randomisés

42 Protocoles cliniques randomisés pour l'électrothérapie. Complet avec affichage des localisations anatomiques et instructions pour le traitement



## Télécommande (en option)

À l'aide de la télécommande (en option), le patient peut être impliqué dans son propre traitement. Principalement pour les applications d'électrothérapie, cette télécommande offre au patient la possibilité de diriger sa thérapie.

## Alimentation par batterie (en option), donc portable.

Outre l'alimentation par secteur, la Série 4 peut fonctionner également avec une alimentation par batterie (en option). Ceci vous permet d'emmener votre appareil n'importe où, que ce soit au domicile du patient, à son chevet à l'hôpital ou de le déplacer dans votre cabinet.

## Écran TFT couleur ultra-lisible

Un écran ultra-lisible et résistant aux rayures vous permet d'obtenir une visibilité totale de l'ensemble des paramètres sous tous les angles.





## Endomed 482

### Un produit Enraf-Nonius : si sûr, si fiable et si résistant

Un appareil conçu par Enraf-Nonius, le fournisseur mondial d'équipements de kinésithérapie et de rééducation. Sans oublier le soin particulier apporté à la qualité, à la robustesse et à la sécurité.

### Écran tactile TFT pleine couleur

Une commande facile avec des menus clairs par l'intermédiaire d'un écran tactile. Très intuitif et aussi simple à utiliser que les Smartphones les plus modernes.

### Compact et très design

Appareil extrêmement compact, peu encombrant et léger, facile à transporter. À la fois esthétique et élégant, cet appareil vaut la peine d'être vu !

### Rapidité d'utilisation

Les menus et les choix sont optimisés pour une utilisation rapide et logique. Dans la plupart des cas, en seulement 3 étapes, vous démarrez le protocole de traitement sélectionné ! Rapide et simple !

### Programmable

Outres les protocoles de traitement standard mémorisés, vous pouvez enregistrer vos protocoles personnalisés (y compris des programmes séquentiels) selon votre propre souhait.



# Endomed 482

1498920 Endomed 482

## Accessoires standards Endomed 482

- 1498757 4-Series Mode d'emploi (cd rom)
- 1498756 4-Series Brochure d'informations
- 3444290 Câble secteur 230V-EUR
- 1498010 Support incliné (pas pour Vacotron 460)
- 3444021 Sangle de fixation 250 x 3 cm
- 3444020 Sangle de fixation 100 x 3 cm
- 2x 3444129 Electrodes caoutchouc 6x8 cm, 2 mm cheville, jeu de 2 pc.
- 1460266 Eponges pour électrodes caoutchouc 6x8 cm, jeu de 4 pc.
- 2x 3444211 Câble patient 2 mm fiche-noir, avec des clips colorés

## DONNÉES DE COMMANDE



## Endomed 482

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Voltage / fréquence	100 – 240 V ± 10% / 50 / 60 Hz
Dimensions (LxPxA) appareil	24 x 32 x 12 cm
Appareil avec support	24 x 30.5 x 18.2 cm
Appareil avec Vacotron	24 x 30.5 x 21.6 cm
Poids	2 kg
Poids avec batterie en option	3 kg
<b>Electrothérapie</b>	
Nombre de canaux	2 (totalement indépendants)
Formes de courant	26 (par canal)
Protocoles prédéfinis	42 - Protocoles cliniques randomisés avec supports graphiques
Programmes personnels	300

Il s'agit d'un dispositif médical.

Il est conforme à toutes les réglementations médicales applicables. Pour plus de détails, veuillez consulter le mode d'emploi (téléchargeable via [www.enraf-nonius.com](http://www.enraf-nonius.com)).





# Endomed 482

## ACCESSOIRES

### Electrodes adhésives

3444222 Electrodes adhésives Ø 2,2 cm, 2 mm cheville, 10x8 pc. (aussi pour EMG)

3444056 EN-Trode Ø 3,2 cm, 2 mm cheville, 10x4 pc.

3444135 EN-Trode Ø 5,0 cm, 2 mm cheville, 10x4 pc.

3444057 EN-Trode 5x5 cm, 2 mm cheville, 10x4 pc.

3444058 EN-Trode 5x9 cm, 2 mm cheville, 10x4 pc.


### Electrodes ponctiforme

3444180 Electrode ponctiforme Ø 5 mm, 2 mm cheville, y compris 10 bouchons en caoutchouc conducteurs

### Adaptateurs

2523524 Adaptateur pour 2 mm fiche à 4mm cheville, rouge

2523523 Adaptateur pour 4 mm fiche à 2 mm cheville, noir




3444222



3444056



3444135



3444057



3444058



3444180



2523524



2523523





# Endomed 482

## ACCESSOIRES

### Electrodes caoutchouc

3444128 Electrodes caoutchouc 4x6 cm, 2 mm cheville, 2 pc.

3444129 Electrodes caoutchouc 6x8 cm, 2 mm cheville , 2x2 pc.

3444130 Electrodes caoutchouc 8x12 cm, 2 mm cheville, 2 pc.

### Esponges pour électrodes caoutchouc

1460273 Esponges pour électrodes caoutchouc 4x6 cm, 4 pc.

1460266 Esponges pour électrodes caoutchouc 6x8 cm, 4 pc.

1460275 Esponges pour électrodes caoutchouc 8x12 cm, 4 pc.

### Sangles de fixation

3444020 Sangle de fixation 100x3 cm

3444021 Sangle de fixation 250x3 cm

3444022 Sangle de fixation 100x5 cm

3444023 Sangle de fixation 250x5 cm



3444128



3444129



3444130



1460273  
1460266  
1460275



3444020  
3444021



3444022  
3444023



# Endomed 482

## Câble patient

3444211 Câble patient 2 mm fiche-noir, avec des clips colorés

## Télécommande

1498800 Télécommande, pour série 4

## Sacoche

3444675 Sacoche

## Batterie

2501016 Batterie 12.0V, 1.8AH



3444211



1498800



3444675



2501016

# ACCESSOIRES





## Endomed 482

L'Endomed 482,  
l'appareil complet,  
pratique, rapide et rationnel  
pour l'électrothérapie