



Manumed Osteo

Toutes les positions
sont possibles avec
cette table polyvalent

Manumed Osteo

La table d'examen et de traitement Manumed Osteo est indispensable au thérapeute qui tient à avoir un maximum de confort non seulement pour son patient, mais aussi pour lui-même. Cette table de traitement possède 4 (à 7) plateaux réglables indépendamment permettant de positionner le patient dans presque toutes les positions souhaitées. L'ajustement du pli entre les plateaux à réglage électrique est de série sur chacun des trois modèles Osteo différents avec commande périphérique de la hauteur (type 446, 448 et 449). C'est l'idéal pour le thérapeute. Il éprouve vraiment plus de confort durant l'exercice de sa profession lourde physiquement. Une véritable table de qualité, à ne manquer sous aucun prétexte et d'usage flexible !



"Une grande table pour les petites surfaces, à un excellent rapport qualité/prix."



Manumed Osteo


- 4 (à 7) parties à réglage indépendant, autorisant un nombre infini de positions assises ou allongées
- Positions cyphose et (anti-)Trendelenburg
- Stabilité maximale associée aux nombreuses possibilités de réglage
- Réglage électrique de la hauteur les réglages des différentes parties pour un confort maximum
- 1 position programmable: avec 1 pression sur le bouton pour, par exemple, une position horizontale complète.
- Position de traitement très détendue en décubitus ventral avec partie tête séparée (option)
- Parties jambières réglables individuellement (option)
- Plateaux capitonnés avec bords souples

Manumed Osteo

DONNÉES DE COMMANDE

Type

446 Manumed Ostéo 4-parties, avec cyphose électrique & commande périphérique de la hauteur et des différentes parties électrique





Manumed Osteo têteière avec appui-bras réglables

Type

448 Manumed Ostéo 6-parties, avec cyphose électrique & commande périphérique de la hauteur et des différentes parties électrique

DONNÉES DE COMMANDE





Manumed Osteo, tête avec appui-bras réglables et jambières séparées

Type

449 Manumed Ostéo 6-parties, avec jambières séparées, cyphose électrique & commande périphérique de la hauteur et des différentes parties électrique

DONNÉES DE COMMANDE



Manumed Osteo

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions des plateaux (Lxl):	214 x 67 cm
Hauteur réglable:	51-103 cm
Temps de montée (min.-max.):	environ 18 sec.
Capacité de montée:	
(Charge max dynamique):	200 kg (typ electr option 250 kg)
Charge max en statique:	600 kg
Voltage du réseau:	230VAC 50/60 Hz
Consommation du courant:	2.0 A max.

ATTENTION: COMMANDE PÉRIPHÉRIQUE & REVÊTEMENT DE LUXE SONT OPTIONNELLE

Il s'agit d'un dispositif médical



Il est conforme à toutes les réglementations médicales applicables. Pour plus de détails, veuillez consulter le mode d'emploi (téléchargeable via www.enraf-nonius.com).



Couleurs Manumed

OPTIONS⁽¹⁾

Une table Enraf-Nonius assortie à chaque cabinet. Comme pour d'autres activités, une ambiance agréable est importante lors des actes de physiothérapie. Les patients doivent se sentir à l'aise dans la pièce où ils sont traités. Comme chaque thérapeute a son propre décor, nous considérons comme important que les tables de traitement puissent s'y intégrer sans choquer. C'est la raison pour laquelle nous proposons plusieurs couleurs de châssis et de revêtement pour nos tables. Nos revêtements en skai ne contiennent aucun phtalate et sont biocompatibles et ignifugés (non feu)- une combinaison unique qui les rendent parfaitement appropriés à un usage médical!

NATURAL

- 811 noir volcan
- 850 noyer
- 851 sable
- 886 feuille
- 888 neige

LIFESTYLE

- 410 anthracite
- 406 sarcelle
- 407 cerise
- 408 terre cuite
- 409 la peau

EXECUTIVE


- 012 noir
- 213 gris
- 199 lavande
- 204 sirius bleu
- 169 bleu barbeau
- 170 bleu ciel



(1) = Note: A commander avec la table

Couleurs Manumed

NATURAL



811 noir volcan



850 noyer



851 sable



886 feuille



888 neige

Couleurs Manumed

LIFESTYLE



410 anthracite



406 sarcelle



407 cerise



408 terre cuite



409 la peau

Couleurs Manumed

EXECUTIVE




012 noir



213 gris



199 lavande



204 sirius bleu



169 bleu barbeau



170 bleu ciel

Couleurs châssis

Ral 7035 gris

Ral 9005 noir

Ral 9010 blanc

OPTIONS⁽¹⁾




(1) = Note: A commander avec la table

Manumed Osteo

OPTIONS⁽¹⁾


Largeur de plateau	57 cm	67 cm	80 cm
446	o	s	o
448	x	s	o
449	x	s	x

s = standard o = en option x = non disponible



Fente nasale

- A. Longue, avec bouchon (standard)
- B. Triangulaire (option) avec bouchon en option 1550813
- C. Sans fente nasale (option)



1550813



(1) = Note: A commander avec la table




Manumed Osteo

OPTIONS⁽¹⁾

Capitonnage


Largeur de plateau	57 cm	67 cm	80 cm
Normal 4 cm épaisseur	s	s	s
DeLuxe 6 cm épaisseur	o	o	o
Extra dur 4 cm épaisseur	o	o	o
Extra doux 5,5 cm épaisseur	o	o	o
Section de jambe trapézoïdal	x	s*	s
Section de jambe rectangulaire	s	x	x

s = standard o = en option x = non disponible
 * Jambières séparées dans type 449 sont rectangulaire toujours



Densité de mousse:

Normal:	38 Kg/m ³
DeLuxe:	38 Kg/m ³
Extra dur:	70 Kg/m ³
Extra doux:	4 cm 38 Kg/m ³ + 1,5 cm 30 Kg/m ³



(1) = Note: A commander avec la table



Manumed Osteo

OPTIONS⁽¹⁾

Réglage de la hauteur

Électrique Commande périphérique (standard)



Capacité de montée

A. Électrique - max. 200 kg (standard)

B. Électrique - max 250 kg (option)




A



B

(1) = Note: A commander avec la table




Manumed Osteo


OPTIONS⁽¹⁾

Autres options des tables


- A. Rails de fixation (ensemble de 4) Ne peut être combiné avec accoudoirs rabattables
- B. Trou dans le secteur pour support pelvien
- C. Accoudoirs rabattables (Seulement avec les modèles de largeur de 67 cm)
- D. Jeu de réhausseurs 30 mm
- E. Interrupteur de sécurité



A



B



C




D



E

(1) = Note: A commander avec la table



Manumed Osteo

ACCESSOIRES

Porte rouleau et papier

- 3450075 Porte rouleau (Impossible avec modèles 419, 429 et 449)
- 3445280 Distributeur sur pied (indépendant) pour rouleaux 50 & 60 cm
- 3445278 Rouleau papier, largeur 50 cm, longueur 150 m, par 5
- 3445279 Rouleau papier, largeur 60 cm, longueur 150 m, par 5




3450075



3445280



3445278 / 3445279




Manumed Osteo


ACCESSOIRES

Accessoires de fixation

- 3445006 Attache pour sangles (2 obligatoires) ⁽¹⁾
- 3445007 Attache pour supports d'aisselles 3xxx007 ⁽¹⁾
- 3xxx007 Support d'aisselles ⁽²⁾
- 3450068 Attache chromée, pour support d'épaules 3xxx030. 2 attaches pour 2 supports.
- 3xxx030 Support d'épaules pour la Manumed Ostéo ⁽²⁾
- 3xxx019 Support pelvien ⁽³⁾



(1) = Pour utiliser ces attaches la table doit être équipée de rails de fixation (voir les options)
(2) = Disponible en différentes couleurs
(3) = Trou est exigé dans support (voir les options)



Manumed Osteo

ACCESSOIRES

Sangles de fixation

- 3445023 Sangle de fixation avec attache velcro longueur 120 cm
- 3445014 Sangle de fixation avec attache velcro longueur 160 cm
- 3445015 Sangle de fixation avec attache velcro longueur 240 cm
- 3445475 Sangle de fixation avec fermoir plastique longueur 250 cm
- 3445474 Sangle de fixation avec fermoir plastique longueur 350 cm



3445023



3445014 / 3445015



3445474 / 3445475



Tabourets

ACCESSOIRES

- 3xxx010 Tabouret, hauteur réglable 40-53 cm
- 3xxx011 Tabouret, mobile, hauteur réglable 59-85 cm
- 3xxx012 Tabouret, mobile, avec repose pieds, hauteur réglable de 59-85 cm
- 3xxx013 Tabouret mobile, siège anatomique, hauteur réglable de 43-56 cm
- 3xxx020 Tabouret mobile, siège selle, hauteur réglable de 59-85 cm



3xxx010



3xxx011



3xxx012





3xxx013




3xxx020

Disponibles dans les couleurs ci-dessous




Coussins et rouleaux

3xxx002	Coussin demi-cylindrique, petit, spécial cheville	28x9x11 cm
3xxx003	Coussin demi-cylindrique, large	56x16x18 cm
3xxx023	Rouleau de massage	50x Ø15 cm
3xxx004	Coussin de nuque, forme sablier	30x15 cm
3xxx005	Coussin de massage	30x28x8 cm
3xxx015	Coussin de table triangulaire	50x30x15 cm



Disponibles dans les couleurs ci-dessous




ACCESSOIRES



Coussins et rouleaux

ACCESSOIRES

1550813	Obturateur pour fente nasale, forme triangulaire ⁽¹⁾	16,5 x 21 cm
3445297	Coussin triangulaire caoutchouc, Kaltenborn ⁽¹⁾	22,5 x 10,5 x 8,5 cm
3446161	Sac de sable pour posture 1,2 kg ⁽²⁾	15x25 cm
3446162	Sac de sable pour posture 2 kg ⁽²⁾	18x27 cm
3446166	Sac de sable pour posture 4 kg ⁽²⁾	25x35 cm
3446167	Sac de sable pour posture 7 kg ⁽²⁾	30x45 cm



1550813



3445297



3446161



3446162



3446166



3446167


(1) = Disponible en coloris noir uniquement

(2) = Disponible en coloris gris uniquement

Housses de table

ACCESSOIRES

3445240	Housse, avec ouverture pour le nez	bleue
3445241	Housse, avec ouverture pour le nez	bordeaux
3445242	Housse, avec ouverture pour le nez	blanche
3445244	Housse, avec ouverture pour le nez	jade
3445249	Housse, avec ouverture pour le nez	gris foncé
3445250	Housse, avec ouverture pour le nez	bleu royal
3445251	Housse, avec ouverture pour le nez	camel
3445261	Housse, sans ouverture pour le nez	bleue
3445034	Housse, sans ouverture pour le nez	bordeaux
3445267	Housse, sans ouverture pour le nez	blanche
3445262	Housse, sans ouverture pour le nez	jade
3445248	Housse, sans ouverture pour le nez	gris foncé
3445247	Housse, sans ouverture pour le nez	bleu royal
3445252	Housse, sans ouverture pour le nez	camel
3445259	Sangles élastiques pour les housses de table avec pinces aux deux extrémités, ensemble de 3	



3445240
3445261



3445241
3445034



3445242
3445267



3445244
3445262



3445248
3445249




3445247
3445250



3445251
3445252



3445259



Divers

3450067 Jeu de 4 réhausseurs 30 mm

3xxx032 Supports d'avant-bras (ensemble de 2) pour la Manumed Ostéo

ACCESSOIRES




+ 30 mm

3450067



3xxx032





Manumed Osteo

Toutes les positions
sont possibles avec
cette table polyvalent

Enraf-Nonius B.V. | Vareseweg 127 | 3047 AT Rotterdam | Les Pays-Bas
www.enraf-nonius.com | info@enraf-nonius.nl | + 31 - (0) 10 20 30 600



PARTNER FOR LIFE