

LK SERIES

LK5500 MED G550H

BH

P.V.P.

Tapis de course

Le tapis de course LK5500 MED est conçu pour les séances de rééducation, grâce à ses barres de fixation spéciales qui garantissent la sécurité de l'utilisateur pendant l'exercice et facilitent l'accessibilité pour les personnes ayant des problèmes de mobilité.



Console

Données: Distance, temps, vitesse, calories, pouls, inclinaison

- Poids max utilisateur: 150 Kg
- Poids: 170 Kg
- Dimensions: 210x93x147 cm
- Moteur: 3,5 CV-AC
- Vitesse: 0,3-16 Km/h
- Surface de course: 155x55 cm



QUICK CONTROL BOX

Un bouton d'arrêt d'urgence et des boutons facilement accessibles permettent de contrôler aisément la vitesse et l'inclinaison.



CLÉ DE SÉCURITÉ

Il s'agit d'un dispositif de sécurité mécanique conçu pour arrêter le tapis roulant en cas d'urgence.



BOUTONS INTUITIFS DU MONITEUR

La disposition des boutons offre une expérience visuelle qui permet une navigation plus facile et plus intuitive et un ajustement efficace des paramètres.



SURFACE DE COURSE

Augmente le confort de la foulée en réduisant l'impact sur les articulations et les os, ce qui les rend idéales pour les personnes en phase de récupération.



Caractéristiques	LK5500 MED G550H
Usage	Professionnel - usage intensif
Poids Maximum Utilisateur	150Kg
Moteur (peak/continu)	3,5 CV AC
Vitesse	0,3-16Km/h
Inclinaison électrique maximale	15
ECO mode	Oui
Touches directes "Vitesse"	Oui
Touches directes "Inclinaison"	Oui
Surface de course (L x l)	155x55cm
Système d'amortis	8 élastomères
Contrôle manuel fréquence cardiaque	Oui
Ventilateur	Oui
Soft Drop System (SDS)	Non
Roulettes pour le déplacement	Oui
Longueur	210cm
Largeur	93cm
Hauteur	147cm
Poids	170Kg
Pliable	Non
Programmes	
Programmes pré-définis (Prg)	7
Programme aléatoire (RP)	Non
Programmes personnalisés (uprg)	1
Fitness Test (FT)	Non
Programme contrôle fréquence cardiaque (HRC)	1
Programme de récupération (RT)	Non
Body Fat Test (BF)	Oui
Moniteur	
Ecran	LED + Dot matrix
Fréquence cardiaque télémétrique	Oui
Fréquence cardiaque Bluetooth	En option
iConcept	En option

 Remarques