

m é d i c a l

Occasions + Destockage

Matériel de kinésithérapie




m é d i c a l

DISTRIBUTEUR DE MATERIEL DE RÉÉDUCATION DEPUIS 1989

Rue Pierre Bossolette 62 300 LENS

www.adomedical.fr

Exercisse resistif : MSD-TUBE DESTOCKAGE



Force: Lourd, Vert

10 € au lieu de 15,5 € TTC Quantité disponible: 1



12 € au lieu de 18 € TTC Quantité disponible : 1

Le tube d'exercices de résistance MSD est un tube de première qualité créé grâce à un procédé de trempage intensif. Le procédé de trempage garantit un tube multicouche, permettant d'obtenir un outil d'entraînement solide et sûr (alors que les tubes extrudés peuvent facilement s'abîmer et se rompre). En général, les tubes trempés durent encore plus longtemps que les bandes, surtout en cas d'utilisation sur une surface rugueuse. Le tube MSD est disponible dans un format prêt à l'emploi de 120 cm avec poignées.

Ce tube de première qualité et très résistant est conçu pour faire travailler tous les muscles de votre corps et améliorer sa souplesse. Les résistances les moins élevées sont parfaites pour la physiothérapie ou pour un entraînement léger, alors que les résistances les plus élevées convaincront les sportifs les plus aguerris.

En destockage 1 modèle de chaque!

Un autre modele ?, une question ?, une démo ?, Contactez nous. adomedical@gmail.com



Rue Pierre Bossolette 62 300 LENS www.adomedical.fr

Tabouret : <u>DESTOCKAGE</u> Showroom

NONIUS Taboure

Tabouret Mobile ENRAF Couleur : Jaune Hauteur réglable de 59 à 85 cm Ø 37,5 cm

120 € au lieu de 244 € Quantité disponible : 1

Tabouret Mobile ENRAF Couleur : Vert Hauteur réglable de 59 à 85 cm Ø 37,5 cm

120 € au lieu de 244 € Quantité disponible : 1

Stepper : Fuji DESTOCKAGE : Showroom



Le Stepper FUJI est un Stepper avec une structure en acier haute résistance. Système de résistance avec pistons indépendant de toute source d'énergie externe. Le Stepper dispose de 12 niveaux de difficulté pour permettre à l'utilisateur de constamment progresser. Il est équipé de repose pieds antidérapants et roulettes pour un déplacement aisé.

400 € au lieu de 599 €

Un autre modele ?, une question ?, une démo ?, Contactez nous. adomedical@gmail.com



30 Rue Pierre Brossolette 62 300 LENS www.adomedical.fr

LASER HAUTE PUISSANCE : Bipower Lux 12 Watts OCCASION

HPLS Traitement avec un impact laser régénérateur

Le laser Bipower Lux permet d'obtenir d'excellents résultats de traitement tout en réduisant considérablement le temps de traitement, grâce à son double faisceau 810 et 980 nm émis en même temps.

Cette double longueur d'onde couvre toutes les zones du plan cutané superficiel aux plans profonds.

LA DOUBLE LONGUEUR D'ONDE

Bipower lux est indiqué dans les pathologies superficielles telles que la médecine générale et la dermatologie et pour les pathologie de l'orthopédie et de médecine du sport (contusions, bursites, tendinites, etc)

Bipower lux a un fort effet bio-stimulant du fait qu'il peut couvrir toute la fenêtre thérapeutique des lasers thérapeutiques de haute puissance (HPLS -> high power laser system), avec une puissance de sortie très élevée de 12 watts.

La thérapie laser

Effet biologique : les lasers thérapeutiques ont un effet biologique important et très positif.

Des applications multiples : les lasers ont un potentiel énorme et encore inexploité dans le domaine médical.

Laser: acronyme de Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation. C'est une émission de lumière monochromatique

Effet physiologiques et biologiques

La photo-bio-stimuulation, également connue sous le nom de thérapie laser et biostimulation laser, est une technique médicale qui améliore la croissance et la guérison des tissus par exposition à la lumière monochromatique du laser.

- Réparation tissulaire et croissance accélérée des cellules
- Guérison plus rapide des blessures
- Réduction de la formation du tissu fibreux
- Anti-inflammatoire
- Analgésie
- Amélioration de l'activité vasculaire
- Augmentation de l'activité métabolique
- Amélioration des fonctions nerveuses
- Immunorégulation
- Trigger points et points d'acupuncture

Indications de la thérapie laser

La thérapie laser a prouvé son efficacité pour de nombreuses indications thérapeutiques, comme par exemple les douleurs aiguës et chroniques :

- Douleur au genou / arthrite
- Douleurs cervicales
- Fasciite plantaire
- Douleurs lombaires
- PSH
- Cicatrices

Mais aussi:

- Contusions, hygromas, Tendinites
- Pénétration profonde
- Rapide régénération des tissus
- Effet biostimulant

Un autre modele ?, une question ?, une démo ?, Contactez nous.



30 Rue Pierre Brossolette 62 300 LENS www.adomedical.fr





Longueur d'ondes et pénétration du laser dans les tissus

L' objectif d'un laser thérapeutique est de transmettre l'énergie laser en profondeur dans les tissus pour bio-stimuler les tissus profonds et améliorer le processus de réparation et de régénération.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Longueur d' onde : 810 + 980nm

Type de source : diode

Cycle de service : 10 - 100 % Emission : Continue et pulsée 32 Protocoles mémorisés

Protocoles mémorisés: 200 + 4gb dans une clé USB

Fréquence des émissions de 1 à 1000 hz

Durée du traitement ajustable : jusqu'à 99 minutes

Puissance 12 watts

Écran tactile couleur de 8 pouces

INDICATIONS UTILISATION LASER

Rhumatologie orthopédie dermatologie odontologie oto-rhino-laryngologie neurologie laser acupuncture

GARANTIE 6 MOIS

APPAREIL DE MARS 2017

3 500 €

Un autre modele ?, une question ?, une démo ?, Contactez nous.

adomedical@gmail.com

321 677 277

11 06 72 00 95 06





30 Rue Pierre Brossolette 62 300 LENS www.adomedical.fr

Table 2 Plans : Gymna G2 Duo OCCASION Table Révisée



- 2 plans avec grand dossier de 88 cm
- Coussins finition Linéaire de 4 cm d'épaisseur et de densité 40 kg/m³
- Couleur : Chrome
- Commande électrique au pied
- Roulettes
- Largeur: 67 cm
- Longueur: 205 cm
- Sans Ouverture visage
- Poids de levage : 200 kg dynamique
- Hauteur: 50 cm au mini et 95 cm au + haut
- Force moteur: 6kN
- Garantie 6 mois
- Table de Mars 2017, Révisée.

900€

Un autre modele ?, une question ?, une démo ?, Contactez nous.

adomedical@gmail.com



médical



DESTOCKAGE

Vélo Droit H720LED - BH Fitness

Game Sport : Usage intensif pro



Grâce aux récentes innovations liées aux générateurs, les consoles LED de BH Fitness ne nécessitent d'aucun raccordement au secteur, ce qui permet une liberté totale pour l'aménagement de votre salle. De plus, et en tenant compte du fait que la simplicité d'utilisation doit être un facteur déterminant, les consoles LED ont été conçus avec des paramètres "user-friendly", rendant possible leur utilisation par tous les utilisateurs.

CARACTÉRISTIQUES

Dimensions (L x l x h): 130 x 62 x 142 cm

Poids: 66 kg

Cadre ouvert pour une meilleure accessibilité.

Châssis en acier haute résistance, roulements surdimensionnés.

Pédales surdimensionnées avec cale-pieds intégrés.

Console LED avec la technologie DOT MATRIX.

Frein électromagnétique.

Transmission par courroie Poly V très silencieuse nécessitant un minimum d'entretien.

Selle en gel réglable en hauteur et en profondeur

24 programmes / 20 niveaux d'intensité.

Poids maximum utilisateur: 180 Kg.

1 790 € au lieu de 2 550 € TTC Quantité disponible : 1

Un autre modele ?, une question ?, une démo ?, Contactez nous.

adomedical@gmail.com

◎ 0321 677 277 **■** 06 72 00 95 06

m é d i c a l

30 Rue Pierre Brossolette 62 300 LENS www.adomedical.fr



VITAL la nouvelle chaise de massage pliante de chez Habys, facile à transporter et fonctionnelle, offrant de nombreuses possibilités de réglage.

Possibilité de placer un support d'aromathérapie...

VITAL est idéal pour les massages de la colonne vertébrale et du dos. Les larges possibilités de réglages comprennent :

- Le réglage de la hauteur du siège
- Le réglage du coussinet de soutien de la poitrine,
- Le réglage de l'angle d'inclinaison de l'appui-tête et des appuis-bras.

Cet ajustement permet à VITAL de s'adapter au poids et à la taille du patient, facilitant ainsi l'accès aux bonnes parties des muscles et améliorant le confort et l'efficacité des traitements. La conception ultra-compacte et la capacité de se ranger facilement et rapidement la chaise donne au masseur beaucoup de liberté de travail et une grande mobilité.

Effectuer des traitements sur la chaise VITAL est possible dans presque toutes les conditions, et voyager avec sa chaise est facile et pratique.

Plus en détails :

• Epaisseur mousse : 5 cm

• Largeur : 50 cm

• Longueur : 80 à 87 cm

• Hauteur : réglable de 112 à 125 cm

• Poids autorisé : 200 kg

Poids de la chaise : 13,8 kg

Livrée avec :

• Sac de transport

• Coussinet d'appui pour le buste





429 € au lieu de 529 € TTC Quantité disponible : 2

Un autre modele ?, une question ?, une démo ?, Contactez nous.

adomedical@gmail.com

© 0321 677 277

1 06 72 00 95 06



30 Rue Pierre Brossolette 62 300 LENS www.adomedical.fr

Iso-inertiel : STREXBOX PRO <u>DESTOCKAGE Modèle de Démonstration</u>



Tout ce dont vous avez besoin pour commencer votre entraînement squat, et membres supérieur Durable et léger.

Pour une utilisation Professionnelle! Poids Max de l'utilisateur : 120 Kg

Vous pouvez vous entraîner avec jusqu'à 3 plaques d'inertie.

Plus il y a de plaques d'inertie plus vous augmentez votre résistance à l'entraînement.

Grande boîte 89 x 54 cm de moins de 10 cm de haut!

Accessoires:

- 1 Plaque d'inertie XL 0-120 Kg
- 1 Plaque d'inertie L 0-60 Kg
- 1 Plaque d'inertie S 0-24 Kg
- Un harnais squat
- Une barre de traction
- Une chevillière
- 2 Poignées en mousse
- Une corde de traction
- POWERMETER: K-Force KINVET



Le skieur professionnel américain Brian McLaughlin effectue des squats explosifs sur le STREXBOX et nous avons mesuré ses forces avec notre Powermeter .

Brian effectue ses répétitions avec une surcharge excentrique de 10 à 30 %



1 790 € au lieu de 3490€ TTC

Quantité disponible : 1 «Modèle de démonstration»

Un autre modele ?, une question ?, une démo ?, Contactez nous.

adomedical@gmail.com

3 0321 677 277

1 06 72 00 95 06





Rue Pierre Bossolette 62 300 LENS www.adomedical.fr

Electrostimulateur : Compex Pro - REHAB DESTOCKAGE



Le plus vendu. C'est un appareil polyvalent qui couvre 75% des besoins recherchés par un masseur-Kinésithérapeute pour un prix attractif. 22 programmes pour la réhabilitation, l'antalgie, le vasculaire et la préparation physique et recherche des points moteurs. Livré avec un adaptateur SNAPS/ FIL, il peut être utilisé avec des électrodes filaires.

4 Canaux.

Programmes:

- Réhabilitation 1: Amyotrophie, Prévention d'amyotrophie, Renforcement, Lésion musculaire, point moteur.
- Antidouleur 1 : Tens 100 Hz Gate controle, Tens fréquence modulée, Endorphinique, Décontracturant, Tens modulé en largeur d'impulsion, Burst, Burst/Tens alterné.
- Vasculaire: Insuffisance veineuse 1 & 2, Insuffisance artérielle 1 & 2, Capillarisation, Jambes lourdes, Prévention crampes.
- Préparation physique 1 : Résistance, Force, Récupération active

Possibilité de travailler plusieurs groupes musculaires simultanément. Combinaison de programmes.

> 399 € au lieu de 479€ TTC Quantité disponible : 4

Un autre modele ?, une question ?, une démo ?, Contactez nous. adomedical@gmail.com

Avancée Grillagée BESTOCKAGE

AVANCÉE grillagée pour pouliethérapie à fixer au mur Structure en acier, peinte epoxy


Dimension: 82 cm X 82 cm

Livré sans fixation.



150 € au lieu de 199€ TTC Quantité disponible : 1

DESTOCKAGE de Coussins



55€ au lieu de 74 € Quantité disponible : 1



Coussin Care

CR20 couleur : Bleu Abysse H: 20 cm; l : 20 cm; L : 45 cm

55€ l'unité au lieu de 74 € Quantité disponible : 1



54€ l'unité au lieu de 73 € Quantité disponible : 1 de chaque Coussin Demi Cylindrique DC10 couleur : Pensée H: 10 cm; l : 20 cm; L : 50 cm

33€ au lieu de 44 € Quantité disponible : 1

Coussin Oreiller CO couleur : Violet H: 13 cm; l : 44 cm; L : 44 cm

37€ au lieu de 50 €

Quantité disponible : 1

Coussin Cale

CALE12 couleur : Origan H: 12 cm; l : 40 cm; L : 40 cm

49€ au lieu de 66 € Quantité disponible : 1





Contactez-nous:

adomedical@gmail.com

★ 30 Rue Pierre Brossolette62 300 LENS

Retrouvez l'ensemble de nos promotions, offres en suivant ce QRCODE :



Suivez-nous





